

Podróżna szczoteczka Brush-Baby Go-Kidz

Co to jest szczoteczka Go-Kidz?

Podróżna szczoteczka soniczna zaprojektowana specjalnie dla dziecka w taki sposób aby pomóc rodzicom w zachowaniu optymalnej higieny u swoich pociech. Szczoteczka ładowana jest bateryjnie. Ma małą główkę z miękkim włosiem. Emituje 7 000/11000 drgań na minutę, które delikatnie oraz dokładnie oczyszczają zęby i dziąsła. Szczoteczka Go-Kidz wyposażona jest w 2 minutowy timer.

Jak używać szczoteczki Go-Kidz?

1.Zmocz końcówkę szczoteczki i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. 2.Naciśnij raz przycisk włączający, w celu uruchomienia szczoteczki. 3.Naciśnij, aby wybrać tryb(Szczoteczka posiada dwa tryby: Tryb standardowy 11 tys. drgań na minute, oraz tryb łagodny 7 tys. drgań na minute) 4. Zęby należy szczotkować przez 2 minuty. 5.Naciśnij przycisk, w celu wyłączenia szczoteczki.

Jak czyścić szczoteczkę?

Wypłucz końcówkę szczoteczki pod wodą i pozostaw ją do wyschnięcia przed założeniem nakładki. Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka sprawdzaj szczoteczkę przed każdym użyciem. Wymieniaj końcówkę czyszczącą jeżeli zobaczysz, że jest zużyta, zniszczona lub jest już w użyciu ponad 3 miesiące. Nie pozwalaj dziecku gryźć szczoteczki. Nie wkładaj szczoteczki pod wodę na dłuższy czas.

Wymiana końcówki czyszczącej

1. Aby zdjąć końcówkę: obróć rękojeść szczoteczki w lewo i pociągnij końcówkę czyszczącą do góry. 2.Aby założyć końcówkę: nałóż końcówkę czyszczącą na rękojeść szczoteczki z włosiem skierowanym w prawą stronę, następnie obróć końcówkę czyszczącą w lewą stronę.

Wymiana baterii

1.Przekręć dolną część rękojeści w lewą stronę (zgodnie z ruchami wskazówek zegara). 2.Wyjmij zużyta baterie. 3.Włóż nową baterię AAA. 4.Nałóż dolną część rękojeści tak aby znaczniki na obudowie się pokryły, następnie przekręć dolną część rękojeści w prawą stronę.

Podróżna szczoteczka Brush-Baby Go-Kidz

Ostrzeżenie: Produkt ten nie jest zabawką. Produkt może być używany wyłącznie pod ścisłą kontrolą rodzica. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny bawić się szczoteczką. Czyszczenie i konserwacja szczoteczki (np. wymiana główek czyszczących) nie powinna być przeprowadzana przez dzieci. Czynności te mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe. Szczoteczka może być używana przez osoby o ograniczonej kondycji fizycznej, psychicznej, sensorycznej, mentalnej oraz nie posiadające doświadczenia lub wiedzy o użytkowaniu tego typu produktów, jeżeli osoby te wcześniej zostały odpowiednio poinstruowane jak w bezpieczny sposób korzystać z produktu i rozumieją potencjalne zagrożenia wynikające z jego stosowania.

Nie zanurzaj produktu w wodzie przez długi okres czasu. Nie otwieraj i nie naprawiaj produktu jeżeli nie posiadasz odpowiedniej autoryzacji. Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury (np. gorąca woda) oraz na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Pamiętaj, że bateria musi być zawsze włożona w odpowiednią stronę. Bateria nie akumulatorowe nie mogą być doładowywane. Bateria akumulatorowa musi być wyjęta z urządzenia przed rozpoczęciem ładowania. Zużyta bateria powinna być wyjęta z urządzenia a następnie w odpowiedni sposób zutylizowana.

Zasilanie szczoteczki Go-Kidz

1.Wymagana bateria AAA 1,5V. 2.Używaj wyłącznie baterii alkaicznej. 3.Wyjmuj baterie kiedy nie używasz szczoteczki przez dłuższy czas. 4.Prawidłowo utylizuj zużyte baterie.

Specyfikacja szczoteczki Go-Kidz

1.Włosie Du Pont. 2.7 000/11000 drgań na minutę. 3.2-minutowy timer.

Zawartość opakowania:1. 1x szczoteczka 2. 1x końcówka czyszcząca. 3.1x bateria AAA 4.Instrukcja w języku polskim i angielskim

Gwarancja: Szczoteczka Brush-Baby Go-Kidz objęta jest 12 miesięczną gwarancją producenta: Brushbaby Ltd., The Old Dairy, Ovington, Winchester, Hampshire, UK SO24 ORB

Producent: Brushbaby Ltd., The Old Dairy, Ovington, Winchester, Hampshire, UK SO24, www.brushbaby.co.uk, info@brushbaby.co.uk, international phone 00 44 (0)1962 733829

Wyłączny Dystrybutor w Polsce: ARS DENTAL Sp. z.o.o., ul. Bychowska 51, 04-536 Warszawa www.arsdental.pl, info@arsdental.pl, +48 (22) 617-81-05