

Szczoteczka Wildones ma wodoodporną rączkę, jest bezpieczna pod względem elektronicznym i przeznaczona do użytku w łazience.

- Podłącz kabel ładujący USB do wtyczki zasilania USB i umieść urządzenie sprzęgające USB Magnetic na odbiorniku na rączce szczoteczki.
- Dioda LED miga na biało, wskazując ładowanie. Po pełnym naładowaniu dioda gaśnie. Pełne naładowanie może potrwać do 4 godzin i umożliwić do 30 dni regularnego szczotkowania (dwa razy dziennie, 2 minuty).
- Jeśli akumulator jest niski, dioda LED będzie migać na biało przez kilka sekund podczas włączania/wyłączania szczoteczki.
- Do codziennego użytku rączkę szczoteczki można przechowywać bez podłączania do kabla ładującego USB.
- Aby zachować maksymalną pojemność akumulatora, należy całkowicie rozładować rączkę przy regularnym użytkowaniu co najmniej co 6 miesięcy.
- Ten produkt ma dwa tryby szczotkowania - delikatny i umiarkowany. Aby przejść z trybu delikatnego, umiarkowanego do wyłączonego, naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Szczoteczka pulsuje co 30 sekund, aby zachęcić do szczotkowania innej ćwiartki jamy ustnej i wyłącza się po 2 minutach. •Zmocz główki szczoteczki i nałóż pastę Brush-Baby. Aby uniknąć rozpryskiwania, kieruj główkę szczoteczki do zębów przed włączeniem urządzenia. Prowadź szczoteczkę powoli od zęba do zęba, poświęcając kilka sekund na każdy ząb. Szczotkuj wszystkie powierzchnie zęba, przesuując się do innego kwadrantu jamy ustnej, gdy szczoteczka pulsuje.
- Używaj tylko główek Brush-Baby z produktem - z włosiem głęboko czyszczącym, specjalnie zaprojektowanym dla dzieci rozwijających zęby. Nadaje się do przerw, brakujących zębów, zębów mieszanych, dzieci, które używają nici dentystycznej i noszą aparaty ortodontyczne.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty szczotkowania, wymieniaj główki szczoteczki, gdy włosie się zużyje, rozłoży lub gdy Twoje dziecko jest przeziębione, źle się czuje lub co 3 miesiące ze względów higienicznych.

Zawsze odłączaj ten produkt natychmiast po użyciu

- Nie używaj podczas kąpieli
  - Nie umieszczaj ani nie wrzucaj do wody lub innej cieczy
  - Nie sięgaj po produkt, który wpadł do wody. Natychmiast odłącz.
  - Szczoteczkę do zębów można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla ładowarki podłączonego do zasilacza z listy/certyfikowanego lub innych zatwierdzonych źródeł zawierających standardowe gniazdo 5 V DC USB 2.0.
  - Okresowo sprawdzaj, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony, wyrzuć go i wymień. Uszkodzony lub niedziałający element nie powinien być już używany.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia
- Nie używaj nasadek, które nie są zalecane przez producenta
  - Produkt nigdy nie powinien być pozostawiony bez nadzoru, gdy jest podłączony.
  - Konieczny jest ścisły nadzór, gdy ten produkt jest używany przez, w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
  - Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli został upuszczony, ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został wrzucony do wody.
  - Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni
  - Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych produktu ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zablokowane. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.
  - Nie używaj na zewnątrz ani nie używaj w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu lub w których podawany jest tlen.
  - Przestrzegaj wszystkich instrukcji ładowania i nie ładuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji, może to uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
  - Używaj urządzenia i akumulatora wyłącznie w temperaturach od 4 do 40 stopni. Przechowywać w temperaturach od -10 do 20 stopni (do jednego roku (lub od -10 do 45 stopni do 3 miesięcy) Zalecany zakres temperatury otoczenia dla ładowania systemu podczas ładowania wynosi od 0 do 40 stopni.
  - Nie umieszczaj ładowarki USB w wodzie, płynie ani nie przechowuj jej w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięta do zaczełu lub zlewu. Nie sięgaj po nią, jeśli wpadła do wody
  - Podczas odłączania zawsze chwyć za wtyczkę zasilającą USB, a nie za przewód. Nie dotykaj kabla USB ani wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.