

## Szczoteczka Brush-Baby KidzSonic

Montaż wyłącznie przez osobę dorosłą.

Upewnij się, że Twoje ręce i produkt są suche, gdy wkładasz nową baterię.

1. Przekręć podstawę szczotki, aby zdjąć zaślepkę i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Delikatnie wyjmij baterię z tacy.
  3. Włóż nową baterię AAA do komory baterii.
- Upewnij się, że bieguny + i - baterii są skierowane we właściwym kierunku
4. Załóż z powrotem zdejmowaną zaślepkę i zabezpiecz.

Zawiera 1 baterię AAA.

Nie otwieraj, nie naprawiaj ani nie zmieniaj produktu bez zezwolenia.

Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.

Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed naładowaniem.

Wyczerpany akumulator należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.

Nie wolno zwierać zacisków zasilania akumulatorem.

Jeśli akumulator jest uszkodzony lub przecieka, unikaj kontaktu ze skórą lub oczami.

Jeśli tak się stanie, natychmiast dokładnie przepłucz wodą i zasięgnij porady lekarza.

Ostrzeżenie: jeśli produkt nie będzie regularnie używany, wyjmij akumulator, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom spowodowanym wyciekami substancji chemicznych.

Jeśli akumulator przecieka, wyjmij go ostrożnie.

Nie dopuść, aby goła skóra miała kontakt z wyciekającym płynem.

Nie używaj zmodyfikowanych lub uszkodzonych akumulatorów.

Nie modyfikuj, nie przebijaj, nie uszkadzaj ani nie rozbieraj produktu ani akumulatora, aby zapobiec nagrzewaniu się akumulatorów lub uwalnianiu toksycznych lub niebezpiecznych substancji.

Nie używaj nasadek, które nie są zalecane przez producenta.

Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli główka szczoteczki się zużyje.

Tylko do mycia zębów. Nie żuj i nie gryź szczotki.