



meriden

Traveller & Home Irrigator


Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję do ewentualnego
wykorzystania w przyszłości.



Instrukcja obsługi

MD 1522

Opis urządzenia



Klasyczna końcówka dyszy:
Dokładnie czyści zęby
i usuwa płytkę nazębną.



Tryby pracy: Normal Soft Pulse

Napięcie znamionowe: 5V DC

Moc znamionowa: 8W

Ciśnienie znamionowe wody: 30-90PSI

Częstotliwość pulsacyjna: 1600 uderzeń na minutę

Czas ładowania: 3 Godziny

Pojemność zbiornika na wodę: 120 ML

Specyfikacja baterii: Bateria litowa 1500mAh 3.7V


Standard wykonania: GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

Q/RMZN 5-2017

Instrukcja obsługi


Ładowanie

- a. Wyłącz urządzenie.
- b. Umieść zbiornik na wodę w jego oryginalnym położeniu.
- c. Podłącz ładowarkę Micro USB do portu ładowania irygatora.
- d. Podłącz wtyczkę do sieci, upewnij się, że wskaźnik ładowania świeci się.
- e. Wskaźnik będzie rozświecłał się na biało podczas ładowania a po jego zakończeniu przestanie świecić. Urządzenie może być używane przez 60 min po pojedynczym pełnym ładowaniu przez 3 godziny.



Instalacja i wyjmowanie dyszy


- Wyjmij klasyczną dyszę z pojemnika.
- Wsuń końcówkę do otworu mocowania dyszy.
- Usłyszysz kliknięcie, gdy dysza zostanie poprawnie zamontowana.
- Przy wyjmowaniu dyszy, najpierw naciśnij przycisk zwalnający a następnie wyjmij dyszę i umieść ją w pojemniku.



Ostrzeżenie: Proszę nie naciskać przycisku zwalnającego dyszę podczas pracy urządzenia.

Napełnianie zbiornika na wodę


- Otwórz zawór zbiornika na wodę i pociągnij go w dół.
- Napełnij zbiornik na wodę trzymając go poziomo.
- Zamknij zawór zbiornika.
- Uwaga: Przed wyciągnięciem zbiornika należy najpierw odkręcić jego zawór. W innym wypadku wyjęcie zbiornika będzie utrudnione przez ciśnienie.



Do czyszczenia zaleca się użycie wody bieżącej. Jeśli uważasz, że woda jest zbyt zimna można użyć letniej wody nie przekraczającej 40°C, wody z solą nie przekraczającej 50% koncentracji lub płynu do płukania jamy ustnej.

Tryby i przycisk funkcyjny

- Naciśnij przycisk funkcyjny, zapali się dioda.
- Przełączaj się pomiędzy trybami – 'Normal', 'Soft', 'Pulse' poprzez kolejne naciśnięcie przycisku funkcyjnego w ciągu 5 sekund. Dla początkujących użytkowników zaleca się rozpoczęcie od trybu 'Soft'. Urządzenie posiada inteligentny chip, który zapamięta Twoje ustawienie. Urządzenie automatycznie rozpocznie pracę w trybie, z którego ostatnio korzystano.



Instrukcje dotyczące korzystania:

- Umieść dyszę w jamie ustnej i naciśnij przycisk funkcyjny aby wybrać odpowiedni tryb. Kieruj strumień wody pionowo na zęby, szczeliny lub dziąsła tak aby zapewnić odpowiednie spłukiwanie obszaru.
- Zwróć szczególną uwagę na obszar pomiędzy zębami i wokół zębodołu.
- Podczas czyszczenia zębów nieznacznie otwórz usta by odprowadzić wodę.
- Podczas użytkowania trzymaj urządzenie pionowo aby nie dopuścić do przerwania strumienia wody, poprzez przemieszczenie się rurki w zbiorniku na wodę.



Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

- Wyłącz urządzenie, otwórz osłonę zbiornika na wodę i opróżnij go.
- Włącz urządzenie i pozbądź się reszty wody ze zbiornika.
- Produkt posiada klasę szczelności IPX7 i może być czyszczony bezpośrednio bieżącą wodą.
- Po dokładnym oczyszczeniu, wylej wodę i pozostaw do wyschnięcia.



Konserwacja

Końcówka

- Umyj wodą i wysusz szmatką.
- Zaleca się wymianę końcówki co 6 miesięcy. Jeśli końcówka ulegnie odkształceniu, należy ją na czas wymienić, w przeciwnym razie wpłynie ona na użytkowanie produktu i może doprowadzić do jego zniszczenia.

Rękojeść

- Użyj miękkiej szmatki lekko zmoczonej w łagodnym detergencie do oczyszczenia zewnętrznej części urządzenia.
- W celu łatwego czyszczenia zbiornik na wodę jest usuwalny.
- Zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę raz w tygodniu.

Uwaga:

- Nie należy myć urządzenia wodą o temperaturze przekraczającej 50°C.
- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, alkoholu lub innych stymulantów. Urządzenie ulegnie odbarwieniu lub uszkodzeniu.



Uwaga

W celu zredukowania ryzyka poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub uszczerbku na zdrowiu należy stosować się do poniższego:

- Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej o napięciu innym, niż wskazane na urządzeniu bądź ładowarce.
- Nie dotykać ładowarki mokrymi rękoma.
- Nie użytkować produktu jeśli uszkodzeniu uległ przewód zasilający, wtyczka lub gdy sam produkt nie działa poprawnie.
- Nie kierować strumienia wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych obszarów ciała. Ciśnienie wody może spowodować ich poważne uszkodzenie.
- Używaj urządzenia w sposób wskazany w tej instrukcji bądź sposób zalecony przez dentystę.
- Napełniaj zbiornik wodą lub innym roztworem zaleconym przez dentystę.
- Nie narażaj urządzenia na upadek oraz nie wkładaj żadnych przedmiotów do jakiegokolwiek otworu w produkcie. Przewód zasilający nie może zostać wymieniony. Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy zaprzestać korzystania z urządzenia.
- Nie używaj produktu na zewnątrz oraz w miejscach, gdzie rozpylany jest aerozol lub podawany jest tlen.
- Nie używać w produkcie jodyny, wybielaczy lub olejków nierozpuszczalnych w wodzie. Użycie powyższych wpłynie na pracę urządzenia i skróci jego czas używalności.
- Usunąć biżuterię w jamie ustnej przed użytkowaniem produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli masz jakąkolwiek ranę otwartą języka bądź jamy ustnej.
- Jeśli przyjmujesz antybiotyki przygotowujące do zabiegu dentystycznego, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego produktu lub jakiegokolwiek innej formy higieny jamy ustnej.
- Podczas używania produktu, dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Miejsce przechowywania produktu powinno być czyste i suche, chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i gorącem.
- Jeśli urządzenie musi być przechowywane przez dłuższy okres (ponad 3 miesiące), należy wcześniej w pełni je naładować.
- Nie włączaj urządzenia, gdy zbiornik na wodę jest pusty aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Ochrona środowiska

Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy przekazać do wyznaczonego centrum recyklingowego, gdzie bateria w nim zawarta zostanie zutylicowana w odpowiedni sposób, wspomagając tym samym ochronę środowiska.

Obchodzenie się z akumulatorem

Wbudowany akumulator zawiera substancje mogące zanieczyścić środowisko. Przed pozyciem się urządzenia, proszę upewnić się, że akumulator został wyjęty. Następnie akumulator bądź całe urządzenie należy przekazać do oficjalnego centrum recyklingowego.

Nie wyjmuj akumulatora urządzenia, jeśli nie zamierzasz go wyrzucić. Przed usunięciem akumulatora, upewnij się, że został on w pełni wyczerpany.

Wymowanie akumulatora

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz górną pokrywę urządzenia.
3. Usuń baterię.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Produkt został właśnie zakupiony lub nie był w użyciu przez okres dłuższy niż 3 miesiące	Podłącz urządzenie do bazy ładowania, ładuj je przez 24 godziny.
Wystąpił wyciek pomiędzy końcówką szczoteczki a rękojeścią.	Szczoteczka nie ja zamontowana poprawnie	Wymij końcówkę szczoteczki i wymień ją.
Niskie ciśnienie wody.	Końcówka jest zabrudzona. Końcówka uległa deformacji. Zabrudzenie pompy.	Wymień końcówkę. Skontaktuj się z obsługą klienta.
Woda nie wydobywa się z dyszy	Zabrudzony filtr Zbiornik na wodę jest pusty. Zbytne przechylenie urządzenia podczas użytkowania. Rurka doprowadzająca wodę nie jest zainstalowana. Pompa wody jest zatkana.	Wyczyść filtr Napełnij zbiornik wodą. Używaj urządzenia pionowo. Zainstaluj rurkę doprowadzającą. Skontaktuj się z obsługą klienta.



Meriden Sp. z o.o.
ul. Piastów 96
42-290 Blachownia , Poland
NIP: 9492217625
meriden@meriden.pl
www.meridenglobal.com

www.facebook.com/meridenglobal
www.instagram.com/meridenglobal

Designed by Meriden in Poland
Made in P.R.C.

Model: MD 1522



meriden

Traveller & Home Irrigator


Before using this product, please read carefully this user's manual and keep it properly for later reference.



User manual

MD 1522

Basic introduction



Classic jet tip: Removes dental plaque and deeply cleans the teeth.




Working modes: Normal Soft Pulse
Rated voltage: 5V DC
Rated power: 8W
Rated water pressure: 30-90PSI
Pulse frequency: 1600 strokes/min.
Charging time: 3 Hours
Water tank capacity: 120 ML
Battery Spec.: 1500mAh 3.7V Lithium battery
Executive standard: GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008
Q/RMZN 5-2017

User instruction


Charging

- a. Switch the device off.
- b. Push the water reservoir back to its original position.
- c. Connect the Micro USB charger to the water flosser charging port.
- d. Connect the adapter plug to power supply and make sure that the indicator light is on.
- e. When the device is being charged, the indicator is flashing white and stops flashing after being fully charged. The device can be used for 60 minutes after a single full-time charging for 3 hours.



Installing and removing the jet tip

- Take out classic jet tip from the tip storage.
- Insert the classic jet tip into hole until the tip is held firmly.
- A 'click' sound will mean that the jet tip is installed.
- When removing the jet tip, press the tip button first, then take the jet tip out and put it into the tip storage.




Warning: Please do not press the tip button when the device is working.

Water filling method

- Open the valve of the water reservoir and pull the water reservoir downward toward the water line.
- Hold the water reservoir horizontally and pour water into the water reservoir.
- Close the valve of the water reservoir.

Note: Before pulling the water reservoir downward, open the water reservoir valve, otherwise the air pressure will make pulling the water reservoir difficult.




Running water is recommended for cleaning purposes. If you feel the water is too cold, you can use warm water with temperature below 40°C as well as salty water with concentration below 50% or mouthwash.

Modes and the functional switch

- Press the switch button, the indicator light is on.
- Change between modes – 'Normal', 'Soft', 'Pulse' by pressing the switch button within 5 seconds.

The 'Soft' mode is recommended for the first use of the device. The product is equipped with smart memory chip which memorizes your habits. When switched on, the device will automatically work on the mode you used the last time.



Operating instructions:

- Put the jet tip into your mouth and press the switch button to select the desired mode. Aim the jet tip vertically at the teeth, crevices or gums to ensure that the area is rinsed properly.
- Pay close attention to areas between the teeth and around the tooth socket.
- While cleaning your teeth, open your mouth slightly to ensure that water flows out.
- Keep the device vertically during use to prevent water flow from being stopped by detached water pipe inside the water reservoir.



Cleaning and Maintenance

Cleaning

- Switch off the power, open water reservoir cover and pour the water out.
- Turn on the switch to drain the water from reservoir.
- The product has IPX7 waterproof design and can be directly cleaned with running water.
- After thorough cleaning, drain the water and leave the reservoir to dry.



Maintenance

Tip

- Wash with water and dry with a cloth.
- It is recommended to replace the tip every 6 months. If the tip is deformed, please change it in time, otherwise deformed tip will affect the use and may cause the device to break down.

Body

- Use a soft cloth lightly moistened with small amount of detergent to clean the outside of the product.
- The water reservoir unit is removable for easy cleaning.
- It is recommended to clean water reservoir once a week.

Note:

- Do not wash the device with hot water above 50°C.
- Do not use diluents, alcohol or other stimulants as they will discolor or damage the device.



Attention

To prevent burning, electrocution, fire or injury to people, take the following safety precautions:

- Do not plug this device into a voltage system different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not touch the charger with wet hands.
- Do not use the product if there is any damage to the cord, plug or the product itself or the product is not working properly.
- Do not direct water under the tongue, into an ear, nose or other delicate areas, as the pressure may injure them seriously.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dentist.
- Fill the reservoir with water or dentist-recommended solutions only.
- Be careful not to drop the product. Never push any objects through the openings in this product. Power cord cannot be replaced- in the case of the power cord damage, the product must not be used.
- Do not use this product outdoors or operate it in the area where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use iodine, bleach or water insoluble concentrated essential oils in this product. The use of such substances may lead to impairment of the product performance and shortening of the product life.
- Remove any oral jewellery before using this product.
- Do not use this product if you have any open wounds on the tongue or in the mouth.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Storage place should be dry and clean, as well as kept away from direct sunlight and heat.
- If the device needs to be stored for a period of time longer than 3 months, it must be fully charged before storing.
- It is recommended not to operate the device on an empty water reservoir in order to avoid the product damage.

Environmental Protection

If you want to discard this product, please, do not place it together with domestic waste, but send it to the officially designated recycling center and dispose of the battery at the officially designated recycling center. Doing so can support environmental protection.

Dealing with the battery

The built-in rechargeable battery contains substances which may pollute the environment.

Please, make sure to remove the built-in battery only when you intend to dispose of the device. Then, take the battery and the device to the official recycling center.

Do not remove the rechargeable battery of the device if you do not intend to dispose of it. Make sure the battery has been exhausted before removing it.

Removing the battery

1. Switch off the device.
2. Open the device top cover.
3. Remove the battery.

Troubleshooting

Problem	Reasons	Solutions
The device does not work	The product is new - it has just been purchased or it has been idle for more than 3 months	Connect to the charging base, charge the device for 24 hours.
There is leakage between the brush head and the handle knob	The brush head is not completely inserted into the handle knob	Take off the brush head and replace it with a new one.
Water pressure is low	Dirt has stuck in the tip. The top of the tip has been deformed. Dirt has got into the pump.	Replace the tip. Contact the customer service.
Water does not come out	Dirt has stuck in the filter. Water reservoir is not filled with water. The water irrigator has been tilted too much when used. The water pipe has not been installed. The water pump is full of dirt.	Clean the filter. Fill the reservoir with water. Use the device in the vertical position. Install the pipe. Contact the customer service



Meriden Sp. z o.o.
ul. Piastów 96
42-290 Blachownia, Poland
NIP: 9492217625
meriden@meriden.pl
www.meridenglobal.com

www.facebook.com/meridenglobal
www.instagram.com/meridenglobal

Designed by Meriden in Poland
Made in P.R.C.

Model: MD 1522