



Smart Sonic Electric Toothbrush User Manual
 Manuel utilisateur
 Manuale utente
 Benutzerhandbuch
 Manual de usuario
 Руководство пользователя
 Instrukcja obsługi



www.oclean.com

English	_____	1
Français	_____	6
Español	_____	9
Deutsch	_____	12
Italiano	_____	15
Русский	_____	18
Polski	_____	21

Welcome

Thank you for purchasing our product. We recommend you to use it with the supporting app to learn more about maintaining a healthy smile.

Important Safety Tips

It is recommended that this toothbrush be used only by a person over 12 years old.

It is normal to feel slightly uncomfortable when the toothbrush is used for the first time.

The toothbrush can only be used with Oclean special heads. We will not bear any responsibility due to the use of any third-party accessory.

This toothbrush is intended for personal brushing only. It is not recommended that the toothbrush be shared with others.

Avoid exposing the toothbrush to direct sunlight. Please power off the charging holder when it is not in use and before cleaning it.

Not recommended for use

Individuals who have recently undergone oral surgery. It is recommended that consumers with oral disease, such as dental cavities, periodontal (gum) disease, oral cancer, oral infectious diseases, consult with a dentist before using this toothbrush.

Individuals with mental and/or physical disabilities should only be used under supervision.

People who have mouth diseases, loose false teeth or gums with hemorrhage.

People with sensitive and susceptible oral cavity, they should consult a professional dentist before using this product.

The toothbrush is not suitable for people with reduced mental and physical capabilities. Not suitable for infant and children under the age of 12. Children who use this product should be strictly supervised by an adult.

Instructions

First Time Use

The toothbrush can be turned on by pressing the ON/OFF button for the first time on a brand-new toothbrush. The bluetooth function will be activated and remain on. After installing the Oclean App, please complete the prompts to complete the connection and settings for the toothbrush.

Install App & Toothbrush Settings

You can use the app to customize your brushing programs - automating tooth cleaning, tooth whitening and gum massaging in one brushing session. There is no need to open the Oclean App each time you brush. Simply open the app every few days to sync the brushing data.

Direct Use without App Settings


You can also use the toothbrush without connecting to the app. It has a touchscreen display and an ON/OFF button. It offers touch control via the touch-sensitive screen.

Awake and Automatic Sleep


The toothbrush can be turned on by pressing the ON/OFF button. When the toothbrush is not in use for 15s, it will automatically enter the sleep mode.

Default Brushing Plan & Direct Brushing


Press the ON/OFF button again after the toothbrush is awakened, it will start working with the default "Standard Cleaning" and lasts for two minutes.



Slide up/down



Slide right/left



Long press on screen or short press on power button to confirm the settings

Brushing Plan & App Settings

You can either choose or customize a brushing plan through the supporting Oclean App. You can also upgrade the firmware to continuously update its performance.

Low Battery Prompt

When battery percentage is lower than 20%, you'll see low battery prompt appears on your toothbrush display frequently, you will need to charge the toothbrush. When the battery percentage is lower than 1%, you will be prompted by motor vibration, and the screen will not be on.

How to Charge

Remove the charging base from the wall mount and connect it to the mobile phone charger. When the bottom of the toothbrush is placed gently above the charging base, it will automatically position itself. The display will show the battery percentage when the toothbrush is charging. A full charge usually takes about two hours. (Recommended adapter: 5V/1A - 5V/2A).

Important Charging Tips

The toothbrush runs with a fast-charge mechanism. It is recommended that the toothbrush be placed on the charging base only when it is necessary. Please do not put the toothbrush on the charging base for a long time, as it may cause the built-in battery to decay prematurely so that the user experience is affected.

- 1. No disassembly, impact, extrusion or throwing into fire
- 2. Please stop using the toothbrush if the battery has expanded
- 3. Please don't put the battery in high temperature environment
- 4. Do not use the battery if water entered the device.

• Specifications

Product Name	Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean X
Version	Pro
Max Torsion	220gf.cm
Frequency	2402-2480MHz
Max Output	0dBm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V = 1A
Battery Life*	20 days (Level 1), 40 days (Level 32)
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours
Bluetooth	4.2 above
Standard	GB 39669-2020

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

EU REP

EU Authorized Representative
 Agency name: Mbrush UAB
 Representative: Algirdas Tevelis
 European Address: Totorių g.3, Kaunas, Lithuania
 Post Code: LT44237
 Email: service@mobalt.eu
 Phone: +37067052772

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Oclean Official Facebook Page

Download App



www.oclean.com/download

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Vibrating motor	○	○	○	○	○	○	10 Years
Accessories	○	○	○	○	○	○	5 Years
Battery	○	○	○	○	○	○	

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	Ten Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal Hardware	○	○	○	○	○	○	
FPC	○	○	○	○	○	○	

Warranty Card

Delivery Date	Employed equipment	Acceptance date	Service man

Please ask for a maintenance report from the maintenance center and properly keep it with the warranty certificate. Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., in strict accordance with the Responsibility Regulations on Maintenance, Replacement and Sales Return of Household Appliances, offers guarantee for customers who purchase Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush. In case of inconsistency between the service articles and the provisions of guarantee, the provisions of guarantee and the contents in the guarantee certificate shall govern.

Guarantee Certificate of Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

User Information

Name: _____ Tel: _____ E-Mail: _____

Address: _____ Zip Code: _____

Sales information

Name of Retailer: _____ Tel: _____

Address: _____ Zip Code: _____

Invoice No: _____ Sales Date: _____

Type: _____

Production Place: _____

SN

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AN5D-OCLEANX

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause interference.
 (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- IC : 24982-OCLEANX
 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Made in China

If the product you have purchased is found to have a fault or defect, please contact us.
 North America
 Call us at - (866)OCLEAN9 or (866) 625-3269
 Email: support.us@oclean.com

Other Region
 Email: service@oclean.com

Manufacturer: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Manufacturer's address: #28G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Hereby, Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Y3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.oclean.com/en/service.aspx>



For more regulatory information and product certification/compliance logos related to Oclean X Pro, please go to Settings->About->Regulatory on your toothbrush.

Bienvenue

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous vous recommandons de l'utiliser avec l'application correspondante pour en savoir plus sur le brossage des dents.

Conseils de sécurité importants

Il est recommandé de n'utiliser cette brosse à dents que par une personne de plus de 12 ans.

Il est normal de ressentir un léger inconfort lors de la première utilisation de la brosse à dents.

La brosse à dents ne peut être utilisée qu'avec des têtes spéciales Oclean.

Nous n'assumerons aucune responsabilité en raison de l'utilisation d'un accessoire tiers.

Cette brosse à dents est destinée uniquement au brossage personnel.

Il n'est pas recommandé de partager la brosse à dents avec d'autres personnes.

Évitez d'exposer la brosse à dents à la lumière directe du soleil.

Veillez éteindre le support de charge lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

Utilisation non recommandée

Personnes qui viennent de subir une chirurgie buccale pour traitement.

Il est recommandé que le consommateur ayant une maladie buccale, telle que des gencives gravement hémorragiques, consulte un dentiste avant d'utiliser cette brosse à dents.

Les personnes ayant une instabilité mentale, un handicap et celles manquant d'expérience pertinente, à moins que le produit ne soit utilisé sous surveillance.

Instructions

Première utilisation

La brosse à dents peut être mise en marche en appuyant sur le bouton ON/OFF pour la première fois sur la toute nouvelle brosse à dents. (La fonction Bluetooth sera activée et restera activée.) Après avoir installé l'application Oclean, entrez dans l'application pour terminer la connexion et les réglages de la brosse à dents.

Installation des paramètres de l'application et de la brosse à dents

Vous pouvez utiliser l'application pour personnaliser vos programmes de brossage. Elle complètera ensuite le processus de nettoyage des dents, de blanchiment des dents et de massage des gencives en une seule séance de brossage. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'application Oclean dans le processus de brossage quotidien. Au lieu de cela, ouvrez simplement l'application tous les quelques jours afin de synchroniser les données de brossage.

Utilisation directe sans paramètres de l'application

Vous pouvez également utiliser la brosse à dents directement sans connecter l'appareil à l'application. Elle possède un écran tactile et un bouton ON/OFF. Elle offre un contrôle tactile via l'écran.

Mise en marche et veille automatique

La brosse à dents peut être mise en marche en appuyant sur le bouton ON/OFF. Si aucune opération n'est effectuée pendant quinze secondes après le brossage, le système passe automatiquement en mode veille.

Plan de brossage par défaut et brossage direct
Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF après la mise en marche de la brosse à dents. Elle commencera à fonctionner avec le « programme de nettoyage standard » par défaut et durera deux minutes.

Changer de zone de brossage

Lorsque la brosse à dents fonctionne, un rappel avec vibration apparaît pour rappeler à l'utilisateur de changer la zone de brossage toutes les 30 secondes.


Réduction de fréquence de l'IA pour la surpression
Si la brosse à dents fonctionne avec une force considérable (réglage manuel de la force au niveau 24 ou supérieur) et que l'utilisateur appuie trop fort pendant le brossage, la brosse à dents réduira automatiquement sa fréquence de fonctionnement afin de protéger l'émail et les gencives. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans l'application.

Performance de brossage


Après le brossage, l'écran affiche le temps de brossage effectif, les points du brossage et les extrémités de la zone de brossage.

Réglage du mode

Accédez à la section réglage du mode en faisant glisser l'écran de haut en bas. Chacun des modes - tels que Nettoyage, Blanchiment et Massage - a 32 degrés d'intensité. Une fois le nouveau réglage terminé, il sera automatiquement enregistré dans la mémoire.



Glisser vers le haut/bas



Glissez à droite/gauche



Appuyez

Plan de brossage et paramètres de l'application

Vous pouvez soit utiliser un programme de brossage existant, soit le personnaliser via l'application Oclean associée. Vous pouvez également mettre à niveau le micrologiciel pour mettre à jour sa performance en continu.

Comment recharger

Retirez la base de chargement de la fixation murale et connectez-la au chargeur de téléphone portable. Lorsque le bas de la brosse à dents est placé en douceur au-dessus de la base de chargement, celui-ci se positionne automatiquement. L'écran affichera le pourcentage de recharge lorsque la brosse à dents est en cours de chargement. Une charge complète prend généralement environ deux heures. (Adaptateur recommandé: 5V/1A - 5V/2A)

Conseils de Rechargement Importants

La brosse à dents fonctionne avec un mécanisme de recharge rapide. Il est recommandé de placer la brosse à dents sur la base de chargement uniquement lorsque cela est nécessaire. Ne posez pas la brosse à dents sur la base de chargement trop longtemps, cela pourrait entraîner une usure prématurée de la batterie intégrée, ce qui pourrait nuire à l'expérience de l'utilisateur.

● Caractéristiques	
Nom du produit	Brosse à dents électrique Oclean Smart Sonic
Modèle	Oclean X
Version	Pro
Puissance	1.8W
Chargeur	Chargeur USB Oclean
Alimentation	5V = 1A
Temps de service	20 Jours (Niveau 1), 40 jours (Niveau 32)
Capacité de la batterie	800 mAh
Temps de charge	2 heures
Norme exécutive	GB 39669-2020
Bluetooth	4.2 et au-dessus

* Validé par 2 brossages quotidiens de 2 minutes chacun.

Si le produit que vous avez acheté présente une anomalie ou un défaut, veuillez nous contacter. Email: service@oclean.com

Fabricant: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Adresse du fabricant: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Site web: www.oclean.com



Remarques

- Cela indique que la teneur en substances toxiques et dangereuses de tous les matériaux homogènes de ce composant est inférieure à la quantité limitée spécifiée dans le document GB/T 26572-2011.
- × Cela indique que la teneur en substances toxiques et dangereuses dans au moins un des matériaux homogènes de ce composant est supérieure à la quantité limitée spécifiée dans le document GB/T 26572-2011.

* À l'exception de très peu de matériaux, pour des raisons de développement technique, la plupart des matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement. Veuillez utiliser ce produit en toute confiance pendant la période de protection environnementale.

Nom des pièces	Substance ou élément toxique et nocif					Protection Environnementale
	PBDE	PBB	Cr6+	Cd	Hg	
Moteur vibrant	○	○	○	○	○	10 années
Accessoires	○	○	○	○	○	
Batterie	○	○	○	○	○	5 années

Bienvenido

Gracias por adquirir este dispositivo. Se recomienda utilizarlo con la aplicación para obtener más información sobre el cepillo.

Consejos importantes de seguridad

Este producto está recomendado para usuarios mayores de 12 años.

Es relativamente normal notar una cierta molestia la primera vez que se usa este dispositivo.

Este dispositivo solo puede usar la cabeza de cepillo especial de Oclean, no admite el uso de accesorios de terceros.

Este dispositivo es de uso personal, no se recomienda su uso compartido.

Se recomienda mantener este dispositivo alejado de la luz solar directa, desconecte la alimentación cuando el soporte de carga no esté en uso o antes de limpiarlo.

Restricciones de uso

Si ha pasado por un procedimiento quirúrgico reciente. Si sufre de otras afecciones orales, como sangrado de encías, se recomienda consultar a un dentista antes de usar.

No se recomienda su uso por parte de personas discapacitadas, pacientes psiquiátricos o aquellos que no cuenten con experiencia, a menos que sea utilizado bajo la supervisión de su tutor.

Instrucciones de uso

Encender por primera vez
Para usar por primera vez presione el botón de "Encendido/apagado" y el cepillo de dientes se activará, el Bluetooth se encenderá por un tiempo prolongado, puede instalar la aplicación móvil "Oclean" y completar la conexión y configuración del cepillo de dientes en la aplicación.

Instalación y configura ción del cepillo de dientes en la APP
Personalice su propio programa de cepillado a través de la aplicación, en un solo cepillado puede obtener una limpieza automática de dientes, mejorar el grado de blancura dental y un masaje de encías. No es necesario abrir la aplicación durante el proceso de cepillado diario; los datos de cepillado sincronizados con la aplicación se pueden activar después de unos días.

Uso directo sin configurar mediante la APP
También puede cepillarse los dientes directamente sin conectarse a la aplicación. Este dispositivo cuenta con una pantalla táctil y un interruptor de control, que puede operarse manualmente.

Modo de reposo automático e inicio
Pulse brevemente el botón de "encendido/apagado" para iniciar el dispositivo. Cuando se completa el cepillado y no hay una nueva operación durante 8 segundos, entrará automáticamente en el estado de reposo.


Programa de cepillado predeterminado, cepillando sus dientes directamente
Una vez que el dispositivo se haya iniciado, presione brevemente el botón de encendido/apagado nuevamente y se ejecutará el "programa de limpieza estándar" incorporado con una duración de 2 minutos.

Recordatorio de cambio de área de cepillado
Durante la operación, habrá una vibración cada 30 segundos para recordarle al usuario que cambie el área de cepillado.


Inteligencia artificial para la función de sobrepresión y reducción de frecuencia
Si está trabajando a una velocidad mayor (establezca manualmente la fuerza en el nivel 24 o superior), cuando se presionan las cerdas sobre el diente el cepillo reducirá automáticamente frecuencia de rotación para proteger el esmalte y las encías. Esta función puede activarse o desactivarse desde la aplicación.

Resultados del cepillado
Una vez finalizado el cepillado, se mostrará en la pantalla el tiempo de cepillado efectivo, la puntuación y los lugares no cepillados.


Ajustes del modo
Al deslizar la pantalla hacia arriba y hacia abajo, puede acceder a la configuración de "Modo", donde puede elegir entre varios modos, como "Limpieza", "Blanqueamiento" y "Masaje". En total se cuentan con 32 niveles de potencia, se graban automáticamente una vez finalizada la configuración.



Deslice hacia arriba y hacia abajo



Deslice a la izquierda y la derecha



Haga clic

Programa de cepillado y configuración de la aplicación

En la aplicación de apoyo puede elegir diferentes programas de cepillado, además de personalizar fácilmente su propio programa de cepillado, y admite actualizaciones de firmware para cepillos de dientes, de manera que puede obtener continuamente actualizaciones de rendimiento.

Procedimiento de la recarga

Retire del soporte de la pared la base de carga del dispositivo y conéctelo al cargador del teléfono. La alineación se inicia automáticamente cuando la parte inferior del cepillo de dientes se coloca suavemente sobre la base. La pantalla del cepillo de dientes mostrará el estado de la carga, que suele ser de aproximadamente 2 horas. (Los parámetros recomendados para el cargador son entre 5V / 1A y 5V / 2A).

Consejos importantes para la recarga

Este dispositivo posee un mecanismo de carga de alta velocidad, se recomienda colocar el dispositivo en el soporte de carga solo cuando sea necesario; cuando no sea necesario, por favor no coloque el cepillo en la base de carga durante mucho tiempo, esto puede causar que la batería incorporada se descomponga antes de tiempo y afecte el desempeño.

● Especificaciones del producto	
Nombre	Cepillo de dientes eléctrico sónico Oclean
Modelo	Oclean X
Versión	Pro
Potencia de la pieza principal	1.8W
Recarga de batería	Base USB Oclean
Entrada	5V ~ 1A
Tiempo de funcionamiento	20 Días (*)
Capacidad de la batería	800 mAh
Tiempo de recarga de batería	2 Horas
Funcionamiento estándar	GB 39669-2020
Bluetooth	4.2 Por encima de

* Calculado bajo condiciones de trabajo de 2 minutos/vez, 2 veces/día de estado de trabajo

Si el producto que usted adquirió presenta fallos, por favor entre en contacto con nosotros
Email: service@oclean.com

Fabricante: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Dirección del fabricante: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Sitio web de la empresa: www.oclean.com



- Nota**
- Cabe notar que el contenido de sustancias tóxicas y peligrosas en los materiales utilizados en este dispositivo está por debajo de los rangos límite especificado en GB / T 26572-2011.
 - × Cabe notar que el contenido de sustancias tóxicas y peligrosas en un material utilizado en este dispositivo está por encima de los rangos límite especificado en GB / T 26572-2011.
- * Salvo por algunos materiales que en el desarrollo técnico de este producto no se ha podido encontrar un sustituto, la mayoría de los materiales amigables con el medio ambiente, por favor, siéntase libre de usar este producto durante el período de protección ambiental.

Plazo de protección del medio ambiente	Sustancias o elementos tóxicos o nocivos						Nombre del accesorio
	PBDE	PBB	Cr6+	Cd	Hg	Pb	
10 años	○	○	○	○	○	○	Motor de vibración
	○	○	○	○	○	○	Accesorios
5 años	○	○	○	○	○	○	Batería

Plazo de protección del medio ambiente	Sustancias o elementos tóxicos o nocivos						Nombre del accesorio
	PBDE	PBB	Cr6+	Cd	Hg	Pb	
10 años	○	○	○	○	○	○	PCBA
	○	○	○	○	○	○	Piezas de plástico
	○	○	○	○	○	○	Hardware
	○	○	○	○	○	○	FPC

Herzlich willkommen

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Wir empfehlen, dass Sie dieses mit der unterstützenden App verwenden, um mehr über das Zähneputzen zu erfahren.

Wichtige Sicherheitstipps

Es wird empfohlen, dass diese Zahnbürste nur von einer Person verwendet wird, die über 12 Jahre alt ist.

Es ist normal, sich beim ersten Gebrauch der Zahnbürste etwas unwohl zu fühlen.

Die Zahnbürste kann nur mit Spezialköpfen von Oclean verwendet werden.

Wir übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung von Zubehör von Drittanbietern.

Diese Zahnbürste ist nur zum persönlichen Bürsten bestimmt.

Setzen Sie die Zahnbürste keinem direkten Sonnenlicht aus.

Bitte schalten Sie die Ladehalterung aus, wenn sie nicht benutzt wird und bevor diese gereinigt wird.

Nicht empfohlene Verwendung

Personen, die sich gerade einer mundchirurgischen Operation unterzogen haben.

Es wird empfohlen, dass Verbraucher, die an Mundkrankheiten leiden, wie z. B. stark blutendem Zahnfleisch, vor der Verwendung dieser Zahnbürste einen Zahnarzt konsultieren.

Personen mit psychischer Instabilität, Menschen mit Behinderungen und Personen ohne entsprechende Erfahrung, sofern das Produkt nicht unter Aufsicht verwendet wird.

Anleitung

Erstmalige Verwendung
Die Aktivierung erfolgt durch erstmaliges Drücken der EIN/AUS-Taste der brandneuen Zahnbürste. (Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert und bleibt eingeschaltet.) Melden Sie sich nach der Installation in der Oclean-App an, um die Verbindung und die Einstellungen der Zahnbürste abzuschließen.

Installieren Sie die App- und Zahnbürsteneinstellungen
Sie können die App verwenden, um Ihre Putzprogramme anzupassen. Anschließend wird der Vorgang der Zahnreinigung, Zahnaufhellung und Zahnfleischmassage in einem einzigen Putzvorgang automatisch durchgeführt. Es ist nicht erforderlich, die Oclean-App während des täglichen Putzvorgangs zu öffnen. Öffnen Sie die App stattdessen einfach alle paar Tage, um die Putzdaten zu synchronisieren.

Direktnutzung ohne App-Einstellungen
Sie können die Zahnbürste auch direkt nutzen, ohne das Gerät mit der App zu verbinden. Sie verfügt über eine Tastbildschirmanzeige und eine EIN/AUS-Taste. Über Taststeuerung kann der Tastbildschirm bedient werden.

Aktiv und Automatischer Schlafmodus
Die Zahnbürste kann durch Drücken der EIN-/AUS-Taste aktiviert werden. Wenn nach dem Bürsten fünfzehn Sekunden lang kein Einsatz erfolgt, wird automatisch in den Schlafmodus gewechselt.


Standardputzplan und Direktes Putzen
Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste erneut, nachdem die Zahnbürste aktiviert wurde. Sie beginnt mit dem vorgegebenen "Standardreinigungsprogramm" und dauert zwei Minuten.

Putzbereich ändern
Wenn die Zahnbürste in Betrieb ist, wird der Benutzer mit einer Vibration daran erinnert, den Putzbereich alle 30 Sekunden zu wechseln.


KI-Frequenzreduzierung bei Überdruck
Wenn die Zahnbürste auf hoher Stufe läuft (manuelles Einstellen der Stärke auf Stufe 24 oder höher) und der Benutzer beim Zähneputzen zu stark drückt, verringert die Zahnbürste automatisch ihre Betriebsfrequenz, um den Zahnschmelz und das Zahnfleisch zu schützen. Sie können diese Funktion in der App aktivieren oder deaktivieren.

Putzleistung
Nach dem Putzen zeigt das Display die effektive Putzzeit, die Putzpunkte und die Spitzen des Putzbereichs an.

Modus-Einstellung
Rufen Sie die Modus-Einstellungen auf, indem Sie auf dem Display nach oben und unten schieben. Jeder der Modi - wie Reinigung, Whitening und Massage - hat eine Intensität von 32 Grad. Nachdem die neue Einstellung abgeschlossen ist, wird sie automatisch im Speicher registriert.



Nach oben/
unten schieben



Nach rechts/
links schieben



Klicken

Putzplan und App-Einstellungen

Sie können über die unterstützende Oclean-App ein Putzprogramm auswählen oder anpassen. Sie können die Firmware auch aktualisieren, um die Leistung kontinuierlich zu optimieren.

Das Aufladen

Entfernen Sie die Ladestation von der Wandhalterung und schließen sie an das Ladegerät des Mobiltelefons an. Wenn sich die Unterseite der Zahnbürste ein wenig über der Ladestation befindet, positioniert sie sich automatisch. Auf dem Display wird der Prozentsatz der Ladung angezeigt, wenn die Zahnbürste aufgeladen wird. Ein vollständiger Ladevorgang dauert normalerweise etwa zwei Stunden. (Empfohlener Adapter: 5V/1A - 5V/2A)

Wichtige Aufladetipps

Die Zahnbürste arbeitet mit einem Schnelllade-mechanismus. Es wird empfohlen, die Zahnbürste nur dann auf die Ladestation zu legen, wenn dies erforderlich ist. Legen Sie die Zahnbürste nicht für längere Zeit auf die Ladestation, da dies dazu führen kann, dass der eingebaute Akku vorzeitig schwächer wird, so dass die Benutzererfahrung beeinträchtigt wird.

● Spezifikationen	
Produktname	Smart Sonic Elektrische Zahnbürste von Oclean
Typ	Oclean X
Ausführung	Pro
Leistung des Gegenstands	1.8W
Ladegerät	Oclean USB Cradle
Eingang	5V ~ 1A
Servicezeit	20 Tage (*)
Batteriekapazität	800 mAh
Ladezeit	2 Stunden
Ausführungsstandard	GB 39669-2020
Bluetooth	4.2 Oben

* Bestätigt durch zweimaliges Zähneputzen zu je 2 Minuten pro Tag.

Wenn bei dem von Ihnen erworbenen Produkt ein Fehler oder Defekt festgestellt wird, wenden Sie sich bitte an uns.
E-Mail: service@oclean.com

Hersteller: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Adresse des Herstellers: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Website: www.oclean.com



Bemerkungen

- Dies weist darauf hin, dass der Gehalt an toxischen und gefährlichen Stoffen in allen homogenen Materialien dieser Komponente unter dem in GB/T 26572-2011 festgelegten Grenzwert liegt.
- × Dies weist darauf hin, dass der Gehalt an toxischen und gefährlichen Stoffen in mindestens einem der homogenen Materialien dieser Komponente über dem in GB/T 26572-2011 festgelegten Grenzwert liegt.
- * Abgesehen von sehr wenigen Materialien sind die meisten verwendeten Materialien aus technischen Entwicklungsgründen umweltfreundlich. Bitte verwenden Sie dieses Produkt während der Umweltschutzzeit unbesorgt.

Name der Teile	Umweltschutz					
	Umweltschutz					
Vibrationsmotor	PBDE	○	○	○	○	○
	PBB	○	○	○	○	○
	Cf6+	○	○	○	○	○
	Cd	○	○	○	○	○
	Hg	○	○	○	○	○
	Pb	○	×	○	○	○
Zubehör	10 Jahre					
	10 Jahre					
	5 Jahre					
Batterie	10 Jahre					
	10 Jahre					
	5 Jahre					

Name der Teile	Umweltschutz					
	Umweltschutz					
PCBA	PBDE	○	○	○	○	○
	PBB	○	○	○	○	○
	Cf6+	○	○	○	○	○
	Cd	○	○	○	○	○
	Hg	○	○	○	○	○
	Pb	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	10 Jahre					
	10 Jahre					
	5 Jahre					
Hardware aus Metall	10 Jahre					
	10 Jahre					
FPC	5 Jahre					

Benvenuto

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Ti consigliamo di utilizzarlo con l'app di supporto per saperne di più sulla spazzolatura dei denti.

Suggerimenti importanti per la sicurezza

Si consiglia di utilizzare questo spazzolino solo da una persona di età superiore a 12 anni.

È normale sentirsi un po' a disagio quando si usa lo spazzolino per la prima volta.

Lo spazzolino può essere utilizzato solo con teste speciali Oclean.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità a causa dell'uso di accessori di terze parti.

Questo spazzolino è destinato esclusivamente alla spazzolatura personale.

Non è consigliabile che lo spazzolino sia condiviso con gli altri.

Evitare di esporre lo spazzolino alla luce diretta del sole.

Si prega di spegnere il supporto di ricarica quando non è in uso e prima di pulirlo.

Uso non raccomandato

Persone che sono appena state sottoposte a chirurgia orale per il trattamento.

Si raccomanda che il consumatore che ha problemi alla bocca, come gengive gravemente emorragiate, consulti un dentista prima di utilizzare questo spazzolino da denti.

Le persone che hanno instabilità mentale, coloro che sono disabili e coloro che non hanno esperienza pertinente a meno che il prodotto non sia utilizzato sotto supervisione.

Istruzioni

Primo utilizzo

Lo spazzolino può essere attivato premendo il pulsante ON / OFF per la prima volta sullo spazzolino nuovo di zecca. (La funzione Bluetooth sarà attivata e rimarrà attiva.) Dopo aver installato l'app Oclean, inserisci l'app per completare la connessione e le impostazioni dello spazzolino.

Installa le impostazioni App e Spazzolino. Puoi usare l'app per personalizzare i tuoi programmi di spazzolatura. Completa quindi il processo di pulizia dei denti, sbiancamento dei denti e massaggio delle gengive automaticamente in una sessione di spazzolatura. Non è necessario aprire l'app Oclean nel processo di spazzolamento quotidiano. Invece, è sufficiente aprire l'app ogni pochi giorni per sincronizzare i dati di spazzolamento.

Uso diretto senza impostazioni dell'app. Puoi anche utilizzare lo spazzolino direttamente senza collegare il dispositivo all'app. Ha un display touchscreen e un pulsante ON / OFF. Offre il controllo touch tramite lo schermo sensibile al tocco.

Sveglia e sospensione automatica
Lo spazzolino può essere risvegliato premendo il pulsante ON / OFF. Quando non ci sono operazioni 15 secondi dopo il lavaggio, entrerà automaticamente nella modalità di sospensione.


Piano di spazzatura predefinito e spazzolatura diretta
Premere nuovamente il pulsante ON / OFF dopo che lo spazzolino è stato risvegliato, inizierà a funzionare con il "Programma di pulizia standard" predefinito e durerà due minuti.

Cambia area spazzolatura
Quando lo spazzolino funziona, ci sarà un promemoria con vibrazione per ricordare all'utente di cambiare l'area di spazzolatura ogni 30 secondi.


Riduzione della frequenza AI per sovrappressione
Se lo spazzolino funziona con una forza considerevole (impostando manualmente la forza a livello 24 o superiore) e l'utente sta premendo troppo forte mentre si spazzola, lo spazzolino ridurrà automaticamente la sua frequenza operativa per proteggere lo smalto e le gengive. Puoi attivare o disattivare questa funzione nell'app.

Prestazioni di spazzolatura
Dopo la spazzolatura, il display mostrerà il tempo effettivo di spazzolatura, i punti di spazzolamento e le aree di spazzolatura.

Impostazione della modalità
Entra nella sezione di impostazione della modalità scorrendo verso l'alto e verso il basso sul display. Ognuna delle modalità - come Pulizia, Sbiancamento e Massaggio - ha 32 gradi di intensità diversi. Una volta completata la nuova impostazione, verrà automaticamente registrata nella memoria.



Scorri su/giù



Scorri a destra/sinistra



Clic

Piano di spazzolatura e impostazioni dell'app

Puoi scegliere o personalizzare un programma di spazzolamento tramite l'app di supporto Oclean. E anche possibile aggiornare il firmware per aggiornare continuamente le sue prestazioni.

Come caricare

Rimuovere la base di ricarica dal supporto a parete e collegarla al caricatore del telefono cellulare. Quando il fondo dello spazzolino viene posizionato delicatamente sopra la base di ricarica, si posizionerà automaticamente. Il display mostrerà la percentuale di ricarica della batteria quando lo spazzolino è in carica. Una ricarica completa richiede in genere circa due ore. (Adattatore consigliato: 5V/1A - 5V/2A)

Suggerimenti importanti per la ricarica

Lo spazzolino funziona con un meccanismo di ricarica rapida. Si raccomanda di posizionare lo spazzolino sulla base di ricarica solo quando è necessario. Si prega di non mettere lo spazzolino sulla base di ricarica per un lungo periodo, in quanto potrebbe causare il danneggiamento prematuro della batteria interna, determinando problemi nell'esperienza d'uso.

● Specifiche tecniche	
Nome del prodotto	Spazzolino elettrico intelligente Sonic di Oclean
Tipo	Oclean X
Versione	Pro
Potenza totale	1.8W
Caricabatterie	Culla USB Oclean
Ingresso	5V = 1A
Tempo di utilizzo	20 giorni(*)
Capacità della batteria	800 mAh
Tempo di carica	2 orario
Standard esecutivo	GB 39669-2020
Bluetooth	4.2 sopra

* Convalidato da 2 sessioni giornaliere di spazzolatura di 2 minuti ciascuna.

Se il prodotto acquistato risulta avere un difetto o un carenza, ti preghiamo di contattarci. E-mail: service@oclean.com

Produttore: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Indirizzo del produttore: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Sito Web: www.oclean.com



Osservazioni

- Questo indica che il contenuto di sostanze tossiche e pericolose in tutti i materiali omogenei di questo componente è inferiore alla quantità limitata specificata in GB / T 26572-2011.
- × Questo indica che il contenuto di sostanze tossiche e pericolose in almeno uno dei materiali omogenei di questo componente è superiore alla quantità limitata specificata in GB / T 26572-2011.
- * Tranne pochissimi materiali, a causa di motivi tecnici nello sviluppo, la maggior parte dei materiali utilizzati sono ecologici. Si prega di utilizzare questo prodotto con fiducia durante il periodo di protezione ambientale.

Nome delle parti	Sostanza o elemento tossico e nocivo						Protezione dell'ambiente									
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE										
Motore vibrante	○	○	○	○	○	○	10 anni									
Accessori	○	○	○	○	○	○										
Batteria	○	○	○	○	○	○	10 anni									
Nome delle parti	Protezione dell'ambiente	Sostanza o elemento tossico e nocivo	Pb	Hg	Cd	Cr6+		PBB	PBDE							
										PCBA	arti in plastica	Elementi in metallo	FPC			
														PCBA	arti in plastica	Elementi in metallo
							PCBA									

Добро пожаловать

Спасибо за покупку нашего продукта. Чтобы больше узнать о чистке зубов, мы рекомендуем использовать его с программным приложением поддержки.

Важные советы по безопасности

Эту зубную щетку рекомендуется использовать только лицам старше 12 лет.

При первом использовании зубной щетки небольшой дискомфорт — нормальное явление.

Зубная щетка может использоваться только со специальными насадками Oclean.

Мы не несем никакой ответственности за использование каких-либо сторонних аксессуаров.

Эта зубная щетка предназначена только для личного использования.

Не рекомендуется совместно использовать зубную щетку с другими людьми.

Не подвергайте зубную щетку воздействию прямых солнечных лучей.

Отключайте зарядное устройство, когда оно не используется, и перед его чисткой.

Использование не рекомендуется

лицам, которые только что перенесли челюстно-лицевое хирургическое вмешательство;

рекомендуется, чтобы пользователь, у которого имеется заболевание полости рта, например, серьезная кровоточивость десен, проконсультировался со стоматологом перед использованием этой зубной щетки;

лицам с нестабильным психическим состоянием, инвалидам и лицам, не имеющим соответствующего опыта, если продукт не используется под наблюдением.

Инструкция

Первое использование

Зубная щетка включается нажатием в первый раз кнопки включения/выключения на новой зубной щетке. (Функция Bluetooth будет активирована и останется включенной.) После установки приложения Oclean войдите в приложение для завершения подключения и настройки зубной щетки.

Установка приложения и настроек зубной щетки
Вы можете использовать приложение для настроек ваших программ чистки. Затем оно автоматически за один сеанс чистки завершит процесс чистки зубов, отбеливания зубов и массажа десен. Нет необходимости открывать приложение Oclean в ходе ежедневного процесса чистки. Вместо этого каждые несколько дней просто открывайте приложение, чтобы синхронизировать данные чистки.

Прямое использование без настроек приложения
Вы также можете использовать зубную щетку напрямую, без подключения устройства к приложению. Оно имеет сенсорный дисплей и кнопку включения/выключения. Для устройства предлагается сенсорное управление через сенсорный экран.

Включение и автоматический спящий режим
Зубную щетку можно включить, нажав кнопку включения/выключения. Если в течение пятнадцати секунд после чистки не выполняется никаких действий, она автоматически переходит в спящий режим.

План чистки по умолчанию и прямая чистка
После включения зубной щетки еще раз нажмите кнопку включения/выключения, по умолчанию она начнет работать со стандартной программой чистки и будет активна в течение двух минут.

Изменение области чистки

При работе зубной щетки будет подаваться сигнал с вибрацией для напоминания пользователю о необходимости смены области чистки каждые 30 секунд.

Уменьшение рабочей частоты при избыточном давлении


Если зубная щетка работает под значительным усилием (усилие устанавливается вручную на уровне 24 или выше) и пользователь слишком сильно нажимает во время чистки, зубная щетка автоматически уменьшит свою рабочую частоту, чтобы защитить эмаль и десны. Вы можете включить или отключить эту функцию в приложении.

Производительность чистки


После чистки на дисплее отобразится продуктивное время чистки, точки чистки и советы по области чистки.

Настройка режима

Чтобы перейти в раздел настройки режима, проведите пальцем по дисплею вверх и вниз. У каждого из режимов — «Чистка», «Отбеливание» и «Массаж» — есть 32 степени интенсивности. После завершения настройки параметры автоматически вносятся в память.



Проведите пальцем вверх/вниз



Проведите пальцем вправо/влево



Нажмите

Настройка плана чистки и приложения

Вы можете выбрать или настроить программу чистки через сопутствующее приложение Oclean. Вы также можете обновлять прошивку, чтобы постоянно улучшать производительность устройства.

Зарядка

Снимите зарядную подставку с настенного крепления и подключите ее к зарядному устройству для мобильного телефона. Если аккуратно поставить зубную щетку основанием на зарядную подставку, она выровняется автоматически. Когда зубная щетка заряжается, на дисплее отображается процент заряда. Для полной зарядки обычно требуется примерно два часа.
(Рекомендуемый адаптер: 5 В/1 А - 5 В/2 А)

Важные советы по зарядке

В зубной щетке используется механизм быстрой зарядки. Рекомендуется ставить зубную щетку на зарядную подставку, только когда требуется зарядка. Не оставляйте зубную щетку на зарядной подставке в течение длительного времени. Это может привести к

• Характеристики

Наименование товара	Электрическая зубная щетка Oclean Smart Sonic
Тип	Oclean X
Версия	Pro
Мощность устройства	1.8W
Зарядное устройство	USB-колыбель Oclean
Входное напряжение	5V = 1A
Время работы	20 дней (*)
Емкость аккумулятора	800 mAh
Длительность зарядки	2 часов
Применяемый стандарт	GB 39669-2020
Bluetooth	4.2 выше

* Данные получены после проведения 2 ежедневных сеансов чистки продолжительностью по 2 минуты каждый.

Если в приобретенном вами продукте обнаружена неисправность или дефект, свяжитесь с нами.
Эл. почта: service@oclean.com

Производитель: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Юндинг Информационные технологии Ко., Лтд.)

Адрес производителя: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Веб-сайт: www.oclean.com



Примечания

○ Это обозначение означает, что содержание токсичных и опасных веществ во всех гомогенных материалах этого компонента меньше ограничений, указанного в стандарте GB/T 26572-2011.

× Это обозначение означает, что содержание токсичных и опасных веществ как минимум в одном из гомогенных материалов этого компонента превышает ограниченное количество, указанное в стандарте GB/T 26572-2011.

* Большинство используемых материалов являются экологически чистыми за исключением крайне небольшого количества материалов, полученного вследствие технической обработки.
Этот продукт безопасен для использования в течение срока экологически безопасного использования.

Наименование частей	Токсичное и вредное вещество или элемент						Защита окружающей среды
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 лет
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○	
Металлическая фурнитура	○	○	○	○	○	○	10 лет
FPC	○	○	○	○	○	○	
Вибрирующий мотор	○	○	○	○	○	○	10 лет
Аксессуары	○	○	○	○	○	○	
Аккумулятор	○	○	○	○	○	○	10 лет
Защита окружающей среды	○	○	○	○	○	○	

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Zalecamy korzystanie z urządzenia z aplikacją pomocniczą, dzięki której można dowiedzieć się więcej o szczotkowaniu zębów.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zaleca się, aby szczoteczka do zębów była używana jedynie przez osoby w wieku powyżej 12 lat.

Uczucie dyskomfortu podczas pierwszego użycia szczoteczki jest normalne.

Szczoteczka do zębów może być używana jedynie z końcówkami firmy Oclean.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z urządzenia wraz z akcesoriami innych firm.

Szczoteczka jest przeznaczona wyłącznie do osobistego użytku.

Nie zaleca się udostępniania szczoteczki innym osobom.

Należy unikać wystawiania szczoteczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Należy wyłączyć zasilanie ładowarki, gdy nie jest ona używana, a także przed jej czyszczeniem.

Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez

Osoby, które właśnie przeszły zabieg chirurgiczny w ramach leczenia jamy ustnej.

Zaleca się, aby osoby cierpiące na choroby jamy ustnej, takie jak silne krwawienie dziąseł, zasięgnęły porady stomatologa zanim zaczną korzystać z tej szczoteczki do zębów.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby niepełnosprawne oraz osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia, chyba że produkt jest używany pod nadzorem.

Instrukcje

Pierwsze użycie

Uaktywnienie nowej szczoteczki do zębów nastąpi po pierwszym naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ.

(Funkcja Bluetooth zostanie aktywowana i pozostanie wyłączona). Po zainstalowaniu aplikacji Oclean należy otworzyć aplikację, aby zakończyć tworzenie połączenia oraz konfigurację ustawień szczoteczki do zębów.

Instalowanie aplikacji i konfigurowanie ustawień szczoteczki do zębów

Programy szczotkowania zębów mogą zostać dostosowane do potrzeb użytkownika w aplikacji. W ten sposób procesy czyszczenia zębów, wybielania zębów i masowania dziąseł zostaną automatycznie utworzone przez aplikację podczas jednej sesji szczotkowania. Nie ma potrzeby otwierania aplikacji Oclean podczas codziennego mycia zębów. Zamiast tego wystarczy otworzyć aplikację co kilka dni, aby zsynchronizować dane szczotkowania.

Użycie bez wcześniejszej konfiguracji ustawień aplikacji

Ze szczoteczki do zębów można też korzystać bez podłączania urządzenia do aplikacji. Urządzenie posiada ekran dotykowy i przycisk WŁ./WYŁ. Sterowanie dotykowe jest możliwe za pomocą ekranu dotykowego.

Aktywacja i automatyczne uśpienie

Szczoteczkę do zębów można aktywować przez naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ. Gdy przez 15 sekund po zakończeniu szczotkowania nie zostanie podjęte żadne działanie, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

Domyślny plan szczotkowania bez korzystania z aplikacji

Po aktywowaniu szczoteczki do zębów należy ponownie nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ., aby urządzenie zaczęło działać zgodnie z domyślnym „standardowym programem mycia zębów”, który trwa dwie minuty.

Zmiana obszaru szczotkowania

Podczas mycia zębów wibracje przypominają użytkownikowi o zmianie obszaru szczotkowania co 30 sekund.

Inteligentna redukcja częstotliwości wibracji


podczas nadmiernego nacisku. Jeśli szczoteczka działa ze znaczną siłą (w przypadku ręcznego ustawienia siły na poziomie 24 lub wyższym) i użytkownik zbyt mocno naciska na zęby podczas szczotkowania, urządzenie automatycznie zmniejszy częstotliwość drgań w celu ochrony szkliwa i dziąseł. Funkcję tę można wyłączyć lub wyłączyć w aplikacji.

Skuteczność szczotkowania


Po umyciu zębów wyświetlacz pokazuje czas efektywnego szczotkowania, punkty szczotkowania i końcówki obszaru szczotkowania.

Ustawianie trybu

Przejdź do sekcji ustawień trybu, przesuwając w górę i w dół na wyświetlaczu. Każdy z trybów, takich jak czyszczenie, wybielanie i masaż, ma 32 stopnie intensywności. Po ukończeniu ustawiania nowe ustawienie automatycznie zarejestruje się w pamięci.



Przesuń w górę / w dół



Przesuń w prawo / w lewo



Kliknij

Plan szczotkowania i ustawienia aplikacji

Możesz wybrać lub dostosować program szczotkowania za pomocą aplikacji towarzyszącej Oclean. Możesz także uaktualnić oprogramowanie, aby stale aktualizować jego wydajność.

Jak ładować

Wyjmij podstawę ładującą z uchwytu ściennego i podłącz ją do ładowarki telefonu komórkowego. Dolną część szczoteczki do zębów umieść delikatnie nad podstawą ładującą, a ta automatycznie się ustawi. Wyświetlacz pokaże procent mocy podczas ładowania szczoteczki do zębów. Pełne ładowanie trwa zwykle około dwóch godzin. (Zalecany adapter: 5V/1A – 5V/2A)

Ważne wskazówki dotyczące ładowania

Szczoteczka obsługuje mechanizm szybkiego ładowania. Zaleca się umieszczenie szczoteczki na podstawie ładującej tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nie należy odkładać szczoteczki na bazę ładującą na dłuższy czas, ponieważ może to spowodować przedwczesne zużycie się wbudowanej baterii, co wpływa negatywnie na skuteczność działania urządzenia.

• Specyfikacje

Nazwa produktu	Elektryczna szczoteczka do zębów Oclean Smart Sonic
Typ	Oclean X
Wersja	Pro
Moc	1.8W
Ładowarka	Oclean USB Cradle
Wejście	5V = 1A
Żywotność baterii (*)	20 dni (poziom 1), 40 dni (poziom 32)
Pojemność baterii	800 mAh
Czas ładowania	2 godziny
Standard wykonawczy	GB 39669-2020
Bluetooth	4.2 powyżej

* Zatwierdzone przez 2 codzienne sesje szczotkowania po 2 minuty każda.

Jeśli okazało się, że zakupiony produkt ma wadę lub defekt, skontaktuj się z nami. Email: service@oclean.com

Producent: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Adres producenta:

#32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Strona internetowa: www.oclean.com



Uwagi

○ To oznacza, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych we wszystkich jednorodnych materiałach tego składnika jest mniejsza niż limit określony w GB/T 26572-2011.

✗ To oznacza, że zawartość toksycznych i niebezpiecznych substancji w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów tego składnika jest większa niż limit określony w GB/T 26572-2011.

* Większość użytych materiałów jest przyjazna dla środowiska, z wyjątkiem bardzo niewielu materiałów zastosowanych ze względów technicznych. Śmiało używaj tego produktu w okresie ochrony środowiska.

Nazwa części	Substancja lub pierwiastek toksyczny i szkodliwy						Ochrona środowiska
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Silnik wibracyjny	○	○	○	○	○	○	10 lat
Akcesoria	○	○	○	○	○	○	
Bateria	○	○	○	○	○	○	5 lat

Nazwa części	Substancja lub pierwiastek toksyczny i szkodliwy						Ochrona środowiska
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 lat
Plastikowe części	○	○	○	○	○	○	
Metalowy sprzęt	○	○	○	○	○	○	