

# ELECTRIC NASAL & EAR ASPIRATOR

SAFE FOR NEWBORS AND INFANTS

---

Soft sllicone tipped infant tweezers for effective removal of nasal discharge earwax



Specially designed with suitable suction pressure for newborn infants.



**3 seconds pressing start.**



## 1. TABLE OF CONTENT

---

**Thank you for choosing our products.  
It is more convenient and safer if you read the  
user's manual before using the product.**

<b>1. Table of Contents</b>	<b>2</b>
<b>2. Cautions for Safety</b>	<b>3</b>
<b>3. Name of Each Part</b>	<b>4</b>
<b>4. Preparation prior to use</b>	<b>5</b>
<b>5. How to Use</b>	<b>6-7</b>
<b>6. Storage &amp; Maintenance</b>	<b>8</b>
<b>7. What to Check upon Mechanical Failure</b>	<b>9</b>

Please be sure to read the user's manual before use for  
proper usage of the product  
This product is approved for medical device.


## 2. CAUTIONS FOR SAFETY

---

Please comply with „Safety Warnings“ since it is aimed to prevent any safety accidents or dangers by the proper and safe use of the product. „Safety Warnings“ are composed with „Warning“ and „Caution“ where the definition of „Warning“ and „Caution“ is as follows:

 **WARNING**

Potential hazardous situation where critical casualty or serious injury may occur if not avoided.

 **CAUTION**

Potential hazardous situation where slight injury may occur if not avoided.



This symbol signifies that a special attention is required upon potential danger under the special circumstances. Please be sure to comply with the guidelines through thorough understanding in order to prevent dangerous situation.

 **WARNING**

1. For those who with the following conditions, please consult with your doctor before using the product.

- Those who with heart condition, malignant tumor and require to rest
- Those who with heart disorder, delicate skin, sensitiveness or other skin ailments
- Those who with mental disorder, nasal scar, frequent swelling of the body or high fever
- Those who under doctor's care

due to other physical disorders or ailments or are in use of the product on the lesion of current ailment or the previously treated lesion

- Those who currently under doctor's care due to ailments or other allergies on nose, eyeball or ear or with a possibility of imminent doctor's care

2. Do NOT use the product for any purpose other than specified by the device.

 **CAUTION**

Be sure to avoid the overflow of the suction container and to dean it after its use.

2. Please be sure to tum the power off when separating the aspirator from the body.

3. Please check if the device normally functions after checking the contact status of the switch.

4. Please be cautious of the followings during the use of the device.

a) Check the status of the device and if the patient experiences any anomaly while in use.

b) When anomaly is detected from the device or patient, please stop the operation of the device, make sure of safety of the patient and take necessary measures.

5. Please be sure to be fully familiar with the user's manual before using the device.

6. Please be cautious of the followings upon storage.

- a) Please keep the product away from children.
- b) Please use and keep the product on dry location free from water.
- c) Keep the product at the location free from any harmful influence by air including air pressure, temperature, humidity, ventilation, dust, wind, salt or other contaminants.
- d) Be aware of slopes, vibration or shocks.
- e) Avoid chemical storage place or the location with gas.
- f) Avoid any place with the source of heat generation such as fireplace, radiator, stove, TV or other home appliances.
- g) Maintain the device clean for the next use.

7. Please contact customer service center upon functional failure after diagnosing the status, and DO NOT disassemble or assemble the device at the customer's own discretion.

8. Please do NOT alter the device.

9. Maintenance

- a) Be sure to check the device and its part on regular basis.
- b) Avoid using for long hours, and be sure to check the device for normal operation before reusing the product that has been in storage.

Please prevent children from playing with the device. individual parts of the device might get stuck on the throat. Please consult with your doctor how to use the product and how frequently to use the product on child's nose. Please do NOT place the device too deep into the nose. Do NOT press the tip of the device too hard against the nasal wall.

Do NOT apply the device to ear, mouth or eye.


This aspirator is a device designed to relieve nasal congestion. Do NOT use the device for any other purpose than specified.

When using the tweezers for infant, be sure to use with the tweezers-tip; otherwise, it poses a potential danger for injury.

---

### 3. NAME OF EACH PARTS

#### 1. BODY



## 2. ASPIRATOR

### Suction tips



(A) A tip for aspiration of runny secretion



(B) A tip for aspiration of soft secretion



(C) A tip for aspiration of ear secretion



**Main body of aspirator**  
A case protecting the contents of aspirator



### Suction container cap

A cap to prevent the back flow of the secretion contained



**Suction storage container**  
Storage place for secretions contained




### Connector for Aspirator Main Body

A part where the aspirator is connected to the main body

## 3. TWEEZERS

### Tweezers tip

Protective tip to protect the nasal mucous membrane and to prevent deep insertion.




### Tweezers for infants

Tweezers for the removal of solid secretion inside nasal cavity.

## 4. USERS MANUAL


### 4. PREPARATION PRIOR TO USE

- Please check the followings after carefully taking the product out of the box.
  - Please check thoroughly for any damages to the product.
  - Please check if there is any missing part.
  - Please contact the place of purchase or sales agency if any damages or missing parts are discovered.
- Charge the appliance fully before you use it for the first time.
  - To charge the appliance, insert the small plug into the socket on the back of the appliance, and connect the other end of the USB cable to the power adapter. (Charging head is not included).
  - The appliance is charging when the battery conditions is moving. Charging takes up to 3 hours.
  - The appliance is fully charged when the charging indicator light stopped twinkling, operating time is up to 60 minutes.




## 5. HOW TO USE


### 1. How to assemble the aspirator




- 1** Place the suction container cap upon the suction container



- 2** Put the suction container into the connector on the main body of the aspirator. Turn to the direction of the arrow.



- 3** Put and twist the aspirator main body for a firm fixation.



- 4** Put the suction tip into the main body of the aspirator.

### 2. Put aspirator into the main body.

Place a fully assembled aspirator into the connector on the main body of aspirator with the groove aligned. Turn to the direction of the arrow.

Please select suction tip is appropriate for the size and shape of child's nose. At the same time, congestion condition of the child should also be considered.



**Suction Tip (A):**

A tip for aspiration of runny secretion



**Suction Tip (B):**

A tip for aspiration of soft secretion



**Suction Tip (C):**

A tip for aspiration of ear secretion






**3. Press and hold the power switch for 3 seconds until the appliance work and then loosen your finger.**



- Please make sure the aspirator connected to the main body before turning the power on.
- This product is NOT a toy.
- Please be sure NOT to let children play with the product. Each part poses a danger as it may get caught on throat.

**4. Press the suction adjustment button to adjust to the appropriate suction.**

For children unable to use the device by themselves, please use the product with proper suction while the child is lying or being held comfortably.




- For children unable to use the device by themselves, please use the product with proper suction while the child is lying or being held comfortably. Please do NOT place the device too deep into the nose.
- Do NOT press the tip of the device too hard against the nasal wall. Do NOT apply the device to mouth or eye. This aspirator is a device designed to relieve nasal congestion. Do NOT use the device for any other purpose than specified.
- Remaining foreign substance should be removed with the tweezers for infant. Be sure to use the tweezers for infant with the tweezers-tip. Tweezer's tip protects the nasal mucous membrane and prevents deep insertion into the nose. When using the tweezers for infant, be sure to use with the tweezers-tip.
- Tweezers pose a potential danger for injury without its tip on.

**5. Turn the power off by pressing the power switch after completing its use.**

## 6. STORAGE & MAINTENANCE

1. Disassemble the aspirator by separating the aspirator from the main body after the use.



2. Discard the foreign substance collected in the suction container.



3. Please sanitize the disassembled aspirator parts with boiling water or clean them thoroughly with running water.

4. Dry thoroughly after cleaning.

### CAUTION

Please be sure to avoid the parts from touching the hot inner surface of the pot when boiling them with water.

5. Wipe the main body with soft cloth or clean it with water-soaked cloth if necessary.



### CAUTION

Please do not put the main body into water or other solutions



Nasal discharge with low viscosity might flow backward at times. Upon such occasion, please clean the surrounding area of the absorption hole of the main body by using cotton swab.

\*Upon back flow, it may cause malfunction due to excessive operation of the motor. Upon such occasion, please contact customer service center for the cleaning of the motor.



## Storage & Maintenance after-the-use-of-the-product

1. Please avoid using or storing the product where fluid may come in contact with the product.
2. Upon storage, please avoid the place with high humidity, temperature, sunlight or bad ventilation or air; and place the product at the place without shock or vibration.
3. Upon mechanical failure, please ask customer service center without disassembling the product.
4. Please check the parts of the device on regular basis.

---

## 7. CHECKLIST UPON MECHANICAL FAILURE

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
When suction is too weak or not working.	The aspirator is with low battery.	Check the charging indicator.
	Assembly is inappropriately conducted.	Check the assembly of the aspirator (See Page 6)
	The connection between aspirator and main body is unstable.	Check the connection between aspirator and between aspirator main body.

---

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Name of Product	Electric Nasal & Ear Aspirator
Rated Voltage	5V 1000mA
Weight	165g (Main body)
Packing Unit	1 set
Purpose of the Use	A device used to absorb nasal, ear secretion and mucus by utilizing external vacuum pressure

# ELECTRIC NASAL & EAR ASPIRATOR

SAFE FOR NEWBORNS AND INFANTS

My baby still has a runny nose even after visit to doctor's office. Poor baby... I can't afford going to see doctors every time. Is there any other way?




Aspirator will wipe away all the worries and stress from you and your baby. Vancocon effectively cleans and absorbs nasal secretion from the deepest part of a nose without any stimulus.

..... **1** Lay down or hold your baby safely.

**2** Put the silicone tip all the way into your baby's nose and turn on the power.



**3** Say goodbye to nasal mucus and earwax.



Aspirator do nosa



5 907222 354452 >

CE  
RoHS

FDA



**Importer:**  
**Meriden Sp. z o.o.**

ul. Piastów 96,  
42-290 Blachownia, Poland  
meriden@meriden.pl  
NIP: 9492217625  
meriden@meriden.pl

Made in C.R.P.

# ELEKTRYCZNY ASPIRATOR

DO NOSA I UCHA

Bezpieczny dla noworodków i niemowląt

Miękka, silikonowa końcówka pęsety do skutecznego usuwania wydzieliny z uszu oraz jamy nosowej



Specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem poziomu absorpcji odpowiedniego dla noworodków i niemowląt.



**Należy nacisnąć przycisk zasilania 3 sekundy, aby urządzenie się włączyło**



## 1. SPIS TREŚCI

---

**Dziękujemy za wybór naszego produktu.  
Zalecamy zapoznanie z się z instrukcją  
obsługi przed użyciem urządzenia dla  
większej wygody i bezpieczeństwa.**

<b>1. Spis treści</b>	<b>2</b>
<b>2. Ostrzeżenie bezpieczeństwa</b>	<b>3</b>
<b>3. Budowa urządzenia</b>	<b>4</b>
<b>4. Przygotowanie do użytku</b>	<b>5</b>
<b>5. Instrukcja użycia</b>	<b>6-7</b>
<b>6. Przechowywanie i konserwacja</b>	<b>8</b>
<b>7. W razie mechanicznej usterki</b>	<b>9</b>

\*Przed skorzystaniem z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi w celu prawidłowego użycia urządzenia.

\*Ten produkt jest wyrobem medycznym.

## 2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy stosować się do ostrzeżeń bezpieczeństwa, ich celem jest zapobieganie jakimkolwiek wypadkom lub niebezpieczeństwu poprzez właściwe i bezpieczne używanie produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa składają się z „Ostrzeżeń” oraz „Uwaga”, gdzie poszczególne terminy definiowane są następująco:

### **OSTRZEŻENIE**

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, w której może wystąpić nagły wypadek lub poważny uraz, jeśli nie będą zastosowane środki zapobiegawcze.

### **UWAGA**

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, w której może wystąpić drobny uraz, jeśli nie będą zastosowane środki zapobiegawcze.



Ten symbol oznacza, że wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo w pewnych warunkach. Należy stosować się do zaleceń w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.

### **OSTRZEŻENIE**

• Osoby z wymienionymi poniżej dolegliwościami powinny najpierw skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu:

- Osoby posiadające chorobę serca, nowotwór złośliwy i potrzebują odpoczynku
- Osoby z zaburzeniami serca, delikatną skórą, wrażliwością lub inny dolegliwościami skórnymi
- Osoby z zaburzeniami psychicznymi, blizną na nosie, często występującą opuchlizną na ciele lub wysoką temperaturą
- Osoby pod opieką lekarską ze względu na inne choroby, dolegliwości fizyczne lub które zażywają produkty na lezję albo były poprzednio na nią leczone
- Osoby, które są obecnie pod opieką lekarską ze względu na dolegliwości lub alergię związane z jamą nosową, oczami, uszami lub mogą wkróce się znaleźć pod taką opieką

• Nie należy używać tego produktu w żadnych innych celach niż jest to sprecyzowane

• Należy zapobiegać sytuacji bawienia się urządzeniem przez dzieci. Pojedyncze części urządzenia powodują zagrożenie połknięcia.

• Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzgodnienia, w jaki sposób oraz jak często aspirator może być użytkowany.

• NIE należy umieszczać urządzenia zbyt głęboko w jamie nosowej. NIE należy przyciskać końcówki urządzenia do ścianek jamy nosowej. NIE należy stosować urządzenia w pobliżu oczu oraz ust. Ten aspirator jest stworzony do usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w jamie nosowej. NIE należy używać urządzenia do żadnych innych celów niż określone.

• Przy używaniu pęsety dla niemowląt należy upewnić się, że posiada ona końcówkę; w przeciwnym razie grozi to potencjalnym

## UWAGA

1. Należy unikać przepełnienia się pojemnika absorpcyjnego oraz czyścić urządzenie po użyciu.

2. Należy upewnić się, że przy oddzielaniu aspiratora od korpusu, urządzenie jest wyłączone.

3. Należy sprawdzić, czy urządzenie prawidłowo funkcjonuje po sprawdzeniu stanu styczności przycisku zasilania.

4. Należy zwrócić uwagę na poniższe czynniki podczas użytkowania urządzenia.

1) Należy sprawdzić stan urządzenia oraz czy użytkownik doświadcza jakichkolwiek anomalii podczas użytkowania.

2) Kiedy zostanie wykryta nieprawidłowość urządzenia należy zatrzymać funkcjonowanie urządzenia, upewnić się o bezpieczeństwie użytkownika oraz przedsięwziąć odpowiednie działania.

5. Należy całkowicie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

6. Należy uważać na poniższe czynniki podczas przechowywania urządzenia:

1) Należy trzymać produkt z daleka od dzieci.

2) Należy używać i przechowywać urządzenie w miejscach suchych, wolnych od płynów.

3) Należy trzymać urządzenie

z daleka od jakichkolwiek szkodliwych czynników powietrza, w tym ciśnienie powietrza, temperaturę, wilgotność, wentylację, kurz, wiatr, sól i inne czynniki zanieczyszczające.

4) Należy uważać na wibracje i wstrząsy.

5) Należy unikać przechowywania urządzenia w środowisku, w którym znajdują się środki chemiczne lub gazy.

6) Należy unikać miejsc, które są źródłem ciepła jak ognisko, kaloryfer, kuchenka, telewizor czy inne urządzenia stosowane w domach.

7) Należy utrzymywać urządzenie w czystości pomiędzy użytkowaniem. W sytuacji awarii po diagnozie stanu urządzenia należy skonsultować się z Centrum Obsługi Klienta. NIE należy podejmować prób samodzielnego montowania lub rozmontowywania urządzenia.

8. NIE NALEŻY modyfikować urządzenia.


9. Konserwacja:

1) Należy regularnie sprawdzać urządzenie i jego poszczególne części.

2) Należy unikać używania urządzenia przez długie godziny i sprawdzić przed użyciem, czy urządzenie prawidłowo działa, jeśli produkt był przechowywany.

## 3. BUDOWA URZĄDZENIA

### 1.KORPUS



#### Łącznik aspiratora

Część, gdzie aspirator i korpus są połączone

#### Wskaźnik baterii

Obrazuje stan naładowania baterii

#### Przycisk zasilania

Przycisk ON/OFF urządzenia (aby włączyć urządzenie należy przycisnąć 3 sekundy)

#### Przycisk poziomu absorpcji

3 tryby, H (wysoki), M (średni), L (niski)

## 2. ASPIRATOR

### Końcówki absorpcyjne



(A) do nosa do wydzieliny o niskim stopniu gęstości



(B) do nosa do wydzieliny miękkiej



(C) do uszu



### Część główna aspiratora

Pojemnik ochraniający zawartość aspiratora



### Zakrętka pojemnika absorpcyjnego

Element chroniący przed przepływem wydzieliny w odwrotnym kierunku



### Pojemnik absorpcyjny

Miejsce magazynowania pobranej wydzieliny




### Łącznik aspiratora z korpusem

Część, która łączy aspirator z korpusem urządzenia

## 3. PĘSETA

### Końcówka pęsety

Ochronna końcówka do ochrony membrany błony śluzowej nosa oraz zapobiegająca zbyt głębokiemu umieszczeniu pęsety



### Pęseta dla niemowlęcia

Pęseta do usuwania wydzieliny w stanie stałym wewnątrz jamy nosowej

## 4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 4. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU

1. Po wyjęciu urządzenia z pudełka należy sprawdzić poniższe czynniki:

• Należy sprawdzić dokładnie, czy nie występują jakiegokolwiek zniszczenia produktu.

• Należy sprawdzić, czy brakuje jakichkolwiek części.

• Jeśli jakiegokolwiek szkody lub brakujące części zostały wykryte, należy skontaktować się z miejscem zakupu urządzenia lub Biurem Sprzedaży.


2. Należy całkowicie naładować urządzenie przed pierwszym użyciem.

• Aby naładować urządzenie należy włożyć małą wtyczkę we wgłębienie z tyłu urządzenia i połączyć drugi koniec kabla USB do adaptera (głowica ładująca nie jest zawarta w zestawie)

• Urządzenie się ładuje, jeśli wskaźnik stanu baterii się rusza.


Ładowanie trwa do 3 godzin.

• Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy wskaźnik stanu baterii przestanie mrugać. Czas działania trwa do 60 minut.




## 5. INSTRUKCJA OBSŁUGI


### 1. Jak złożyć aspirator




**1** Połóż zakrętkę na pojemniku absorpcyjnym.



**2** Włóż pojemnik absorpcyjny do łącznika korpusu aspiratora. Należy kręcić w stronę określoną strzałką.



**3** Nałóż i przekręć główną część aspiratora dla mocnego przytwierdzenia.



**4** Włóż końcówkę absorpcyjną do korpusu aspiratora.

### 2. Wkładanie aspiratora do korpusu urządzenia

- Należy położyć całkowicie złożony aspirator do łącznika korpusu aspiratora w sposób pasujący do wyżłobień.
- Należy przekręcić w kierunku określonym strzałką.

Należy wybrać końcówkę, która jest odpowiednia do wielkości i kształtu nosa dziecka. Przy wyborze typu końcówki należy również rozważyć stopień zanieczyszczenia jamy nosowej dziecka.



**Końcówka absorpcyjny (A):**

końcówka do absorpcji wydzieliny o niskim stopniu gęstości



**Końcówka absorpcyjny (B):**

końcówka do delikatnej absorpcji



**Końcówka absorpcyjna (C):**

końcówka do absorpcji wydzieliny z uszu








**3. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy do momentu, gdy urządzenie zacznie działać i wtedy zwolnić palec.**



- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że aspirator jest podłączony do korpusu.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Każda z części aspiratora stanowi zagrożenie połknięcia.

**4. Należy wcisnąć przycisk regulacji absorpcji, aby ustalić odpowiedni poziom absorpcji.**

Dzieciom, które nie mogą użyć aspiratora samodzielnie, należy ustawić odpowiedni poziom absorpcji, podczas gdy dziecko będzie leżało lub będzie trzymane w wygodnej pozycji.




- NIE należy umieszczać urządzenia zbyt głęboko w jamie nosowej. NIE należy przyciskać końcówki urządzenia zbyt mocno do ścianek jamy nosowej.
- NIE należy oddziaływać urządzeniem na jamę ustną ani oczy. Ten aspirator jest urządzeniem zaprojektowanym do pochłaniania naturalnych zanieczyszczeń w jamie nosowej. NIE należy używać tego urządzenia do jakichkolwiek innych celów niż sprecyzowane.
- Pozostałe substancje obce powinny być usunięte za pomocą pęsety dla niemowląt. Należy upewnić się, że pęseta używana dla niemowlęcia posiada odpowiednią końcówkę. Końcówka pęsety chroni błonę śluzową nosa i zapobiega zbyt głębokiemu umieszczeniu pęsety w jamie nosowej.
- Nieużywanie odpowiedniej końcówki może stanowić potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia struktury jamy nosowej.

**5. Należy wyłączyć urządzenie przez wciśnięcie przycisku zasilania po skończeniu używania urządzenia.**

## 6. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

1. Należy rozmontować aspirator poprzez oddzielenie aspiratora od korpusu po skończeniu używania urządzenia.



2. Należy usunąć substancje obce zgromadzone w pojemniku absorpcyjnym.



3. Należy zdezynfekować rozmontowane części aspiratora gorącą wodą lub przemyć dokładnie pod bieżącą wodą.

4. Po umyciu należy wysuszyć urządzenie.

### UWAGA

Podczas zagotowywania części należy unikać sytuacji, w której części urządzenia dotykałyby gorącej powierzchni wewnątrz naczynia.

5. Jeśli urządzenie tego wymaga można przetrzeć korpus urządzenia miękką ściereczką lub wyczyścić mokrym kawałkiem materiału.



### UWAGA

Nie należy zanurzać korpusu urządzenia w wodzie ani żadnych innych roztworach.



• Wydzielina z nosa o niskim stopniu lepkości może w pewnych sytuacjach przepływać w odwrotnym kierunku. W takiej sytuacji należy wyczyścić obszar otaczający otwór absorpcyjny korpusu przy użyciu patyczka higienicznego.

• Przepływ w odwrotnym kierunku może powodować niesprawność urządzenia, ze względu na nadmierne użycie silnika. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w celu wyczyszczenia silnika urządzenia.

## Przechowywanie i konserwacja po użyciu produktu

1. Należy unikać używania lub przechowywania urządzenia w warunkach, w których produkt miałby kontakt z substancjami płynnymi.
2. Przy przechowywaniu należy unikać miejsc z wysoką wilgotnością powietrza, temperaturą, ekspozycją na słońce lub słabą wentylacją powietrza; należy umieścić urządzenie w miejscu wolnym od wstrząsów lub wibracji.
3. W sytuacji mechanicznej awarii urządzenia należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta oraz nie rozmontowywać urządzenia samodzielnie.
4. Należy regularnie sprawdzać stan poszczególnych części urządzenia.

---

## 7. LISTA RZECZY DO SPRAWDZENIA W RAZIE AWARII MECHANICZNEJ

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Poziom absorpcji jest zbyt mały lub funkcja całkowicie nie działa.	Aspirator ma niski poziom baterii.	Należy sprawdzić stan naładowania baterii.
	Montaż urządzenia był wykonany niepoprawnie.	Należy sprawdzić montaż aspiratora (strona 6).
	Połączenie między aspiratorem, a korpusem jest niestabilne.	Należy sprawdzić połączenie między aspiratorem, a korpusem.

---

## SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTU

Nazwa produktu	Elektryczny aspirator do nosa i ucha
Maksymalne napięcie prądu elektrycznego	5V 1000mA
Waga	165g (korpus)
Jednostka pakowania	1 zestaw
Cel użycia	Urządzenie jest stworzone w celu absorpcji wydzieliny z jamy nosowej oraz uszu przy użyciu podciśnienia.

# ELEKTRYCZNY ASPIRATOR

DO NOSA I UCHA

Bezpieczny dla noworodków i niemowląt

Moje dziecko stale ma zatkany nos, nawet po wizycie u lekarza. Biedne dziecko... Nie mogę chodzić do lekarza w każdej takiej sytuacji. Czy jest coś co mogę zrobić?



Aspirator rozwiąże wszystkie Twoje troski i zmartwienia. Aspirator skutecznie i bezproblemowo czyści i absorbuje wydzielinę z najdalszych obszarów jamy nosowej.

**1** Połóż lub przytrzymaj w bezpieczny sposób dziecko.

**2** Umieść końcówkę silikonową w jamie nosowej swojego dziecka i włącz urządzenie.



**3** Pożegnaj się z wydzieliną z nosa i uszu.



Aspirator do nosa



Made in C.R.P.

CE  
RoHS

FDA



**Importer:**  
**Meriden Sp. z o.o.**

ul. Piastów 96,  
42-290 Blachownia, Poland  
meriden@meriden.pl  
NIP: 9492217625  
meriden@meriden.pl