



Meriden Comfort SOFT

Electric Heating pad

Elektrisches Heizkissen

Elektryczna poduszka rozgrzewająca





PL Instrukcja obsługi

DE Benutzerhandbuch

EN User manual


model SS02(30*40)

ID: MCS-301



Rys. 5

Rys. 6



Dziękujemy za zakup **poduszki elektrycznej Meriden Comfort SOFT**.

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. PROSIMY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Nie zgniataj i nie zaginaj poduszki.



Nie wbijaj szpilek, igieł i ostrych metalowych przedmiotów.

Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem. Zawiera ważne informacje dotyczące Twojego bezpieczeństwa oraz użytkowania i konserwacji sprzętu.

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy poduszka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno podłączać poduszki do gniazdka sieciowego.
2. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada informacjom na tabliczce znamionowej produktu.
3. Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli zostali poinstruowani w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się produktem.
5. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
6. Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 3 do 8 lat, jedynie pod nadzorem osoby dorosłej i zawsze z temperaturą ustawioną na minimalną wartość.
7. Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą używać tego urządzenia ze względu na brak reakcji na przegrzanie.
8. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że produkt będzie używany przez dłuższy czas, należy dostosować ustawienia do ustawień zalecanych do ciągłego użytkowania.
9. Produkt może być używany tylko z typami jednostek sterujących (MCS-301), które są oznaczone na produkcie.

10. Podczas przechowywania produktu przed złożeniem poczekaj, aż ostygnie.
11. W przypadku, gdy poduszka nie jest używana, powinna być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
12. Miejsce przechowywania powinno zabezpieczać poduszkę przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed zgniataniem, zaginaniem oraz przed zawilgoceniem.
13. Poduszkę należy sprawdzać okresowo (najlepiej przed każdym kolejnym użytkowaniem), w celu stwierdzenia ewentualnych śladów zużycia, uszkodzenia lub zawilgocenia.
14. Zabrania się użytkowania poduszki, gdy jest ona wilgotna lub mokra.
15. Produkt nie może być używany przez osoby niewrażliwe na ciepło i inne bardzo wrażliwe osoby, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.



16. Kabel i jednostka sterująca produktu mogą stwarzać ryzyko zaplątania się, uduszenia lub potknięcia, jeśli nie są prawidłowo rozmieszczone. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nadmiar opasek i przewodów elektrycznych ułożyć w bezpieczny sposób.
17. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość i przechowuj ją wraz z produktem.
18. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do zagrożeń.
19. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody.
20. Stosowanie akcesoriów i komponentów, które nie są wyraźnie zalecane przez producenta, może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniami oraz unieważnieniem gwarancji.
21. Nigdy nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, gdy jest włączony.
22. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na produkcie.
23. Nigdy nie zanurzaj elektrycznych części produktu w wodzie lub innej cieczy podczas czyszczenia lub pracy. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.
24. Jakiegokolwiek próby samodzielnego naprawiania uszkodzonej poduszki powodują natychmiastowe wygaśnięcie gwarancji, co oznacza utratę przez użytkownika prawa do bezpłatnej naprawy urządzenia.
25. Wtyczka zasilania jest używana jako urządzenie odłączające. Upewnij się, że wtyczka zasilania jest sprawna.

26. Tylko wyciągnięcie wtyczki z gniazdka może całkowicie odłączyć produkt od sieci.
27. Unikaj uszkodzeń przewodu zasilającego, które mogą być spowodowane załamaniem lub kontaktem z ostrymi narożnikami.
28. Trzymaj ten produkt wraz z przewodem zasilającym i wtyczką z dala od wszelkich źródeł ciepła, takich jak piekarniki, płyty grzejne i inne produkty/obiekty wytwarzające ciepło.
29. Odłączaj od gniazdka tylko za samą wtyczkę. Nie ciągnij za przewód.
30. Odłącz produkt od zasilania, gdy nie jest używany, w przypadku awarii oraz przed założeniem/odłączeniem akcesoriów i przed czyszczeniem produktu.
31. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub obudowy produktu lub w przypadku upuszczenia produktu, produkt nie może być używany przed sprawdzeniem przez autoryzowany serwis.
32. Używaj tego produktu tylko w suchych pomieszczeniach, nigdy na zewnątrz.
33. Chronь ten produkt przed ekstremalnym ciepłem i zimnem, a także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i kurzem.
34. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie narażaj produktu na działanie ognia (kominek, grill, świece, papierosy itp.) lub wody (krople wody, bryzgi wody, wazony, wanny itp.).
35. Ostrzeżenie! Nie używaj tego produktu w pobliżu wody lub silnej wilgoci; np. w wilgotnej piwnicy lub obok basenu lub wanny.
36. Używaj tego produktu tylko w umiarkowanych szerokościach geograficznych. Unikaj tropikalnych i szczególnie wilgotnych regionów klimatycznych.
37. Chronь ten produkt przed wszelką wilgocią, w tym przed wodą rozpryskową i wilgocią.
38. Ten produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego w szpitalach.
39. Wyłącznik lub sterownik nie może zamoczyć się podczas prania, a podczas suszenia przewód musi być ułożony w taki sposób, aby do przełącznika lub sterownika nie dostała się woda.
40. Nie zasypiaj, gdy produkt jest włączony.
41. Długotrwałe używanie produktu w wysokich ustawieniach może prowadzić do oparzeń skóry.
42. Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

PRZEZNACZENIE

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do ogrzewania ludzkiego ciała. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia.

Poduszka służy do miejscowego nagrzewania ciała. Poduszka emituje ciepło. Należy ją stosować przykładając do ciała w miejscach, gdzie odczuwalne są bóle mięśni i stawów.

Terapia cieplna przynosi ulgę przy bólach stawów, skurczach i napięciach mięśni oraz przy schorzeniach reumatycznych.

Wspomaga cieplnie osoby znajdujące się w stanie zagrożenia wychłodzeniem organizmu.

UWAGA:

Poduszka nie zastępuje leczenia właściwego, prowadzonego pod nadzorem lekarza.

Firma MERIDEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie produktu, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała spowodowane nieostrożnym lub niewłaściwym użytkowaniem produktu lub użytkowaniem produktu, które nie spełnia celów określonych przez producenta.

KOMPONENTY

- A. Poduszka grzewcza
- B. Gniazdo złącza
- C. Przewód zasilający z wtyczką
- D. Światło pracy
- E. Przełącznik **(0 1 2 3)**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x poduszka grzewcza
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x karta gwarancyjna

ZASADY UŻYTKOWANIA

- Ostrożnie wyjąć produkt i akcesoria z oryginalnego opakowania. Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania do przechowywania. Jeśli chcesz zutylizować oryginalne opakowanie, należy przestrzegać obowiązujących przepisów

prawnych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących właściwej utylizacji należy skontaktować się z lokalnym centrum gospodarki odpadami.

- Sprawdź zawartość dostawy pod kątem kompletności i uszkodzeń. Jeśli zawartość dostawy jest niekompletna lub uszkodzona, należy natychmiast skontaktować się z punktem sprzedaży.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić wkładkę grzewczą pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj, jeśli zauważysz uszkodzenia lub oznaki niewłaściwego użytkowania na poduszce grzewczej, przełączniku lub kablach lub jeśli produkt nie działa.

SPRAWDŹ PODKŁADKĘ GRZEWCZĄ

Rys. 1 Połącz złącze elektrody z elektrodą.

Rys. 2 Podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Rys. 3 Włącz podkładkę grzewczą.

UWAGA!

Należy pamiętać, że istnieje funkcja, która pokazuje, czy złącze pada jest dobrze podłączone do pada. Gdy wyświetlacz nadal miga, najpierw wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, a następnie sprawdź, czy złącze jest dobrze podłączone do podkładki lub ponownie podłącz złącze do podkładki, a następnie podłącz i włącz produkt ponownie.

Rys. 4 Ustaw żadaną temperaturę.

UWAGA!

- Jeśli płyta grzewcza jest zbyt ciepła, zmniejsz ustawienie temperatury.
- Ustawienie 1 jest zalecane do ciągłego użytkowania. Ta poduszka grzewcza nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach ani do zastosowań komercyjnych.
- Produkt nie może być stosowany u niemowląt, małych dzieci, osób niewrażliwych na ciepło oraz u osób o zredukowanych zdolnościach fizycznych i psychicznych.
- Nie zasypiaj, gdy płyta grzewcza jest włączona.
- Długotrwałe używanie poduszki grzewczej przy wysokim ustawieniu może prowadzić do oparzeń skóry.
- Zabrania się nakrywać poduszki dodatkowym nakryciem (kocem, kołdrą, pledem, itp.), gdyż może to prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Rys. 5 Poduszka grzewcza wyłącza się automatycznie po ok. 1 godz. Urządzenie zaprogramowane jest na 90 minut ciągłej pracy. Pamiętaj, aby zawsze wyłączyć poduszkę grzewczą (0) i wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeśli nie będziesz używać poduszki po automatycznym wyłączeniu.






CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Ostrzeżenie! Przed czyszczeniem należy zawsze pozostawić produkt do ostygnięcia i odłączyć go od sieci.

Ostrzeżenie! Do czyszczenia nigdy nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych, twardych szczotek, metalowych lub ostrych przedmiotów. Rozpuszczalniki są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i mogą uszkadzać plastikowe części, podczas gdy ściernie mechanizmy czyszczące i narzędzia mogą porysować powierzchnię.

Ostrzeżenie! Nigdy nie zanurzaj elektrycznych części produktu w wodzie lub innej cieczy podczas czyszczenia. Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Rys. 5 Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Odłącz złącze od poduszki grzewczej. Mniejsze plamy usuwaj miękką gąbką. Wyczyść pokrowiec tekstylny zgodnie z symbolami prania na metce.

	Można prać w pralce do 30° C		Nie czyścić chemicznie
	Nie stosować suszarki		Nie wybielać
	Nie prasować		

- Nie wirować ani nie suszyć w suszarce, nie czyścić chemicznie, nie wyciskać ani nie prasować poduszki grzewczej.
- Poduszkę grzewczą należy ponownie używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.



Nie wyrzucaj tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Zwróć go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz oszczędzać zasoby i chronić środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Meriden Comfort SOFT Elektrisches Heizkissen entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.

WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.

Nicht gefaltet oder im zusammengesetzten



Keine Nadeln hineinstecken.

1. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
3. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
4. Das Produkt kann von Kindern, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, unter Aufsicht benutzt werden, wobei die Steuerung immer auf den Mindesttemperaturwert eingestellt ist.
5. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produktes beschädigt wurde, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
6. Wenn das Produkt während eines ausgedehnten Zeitraums benutzt wird, so müssen die Regelund/ oder Steuereinheiten auf die für den ununterbrochenen Gebrauch empfohlene Einstellung eingestellt werden.
7. Das Produkt darf nur mit den auf dem mitgelieferten Steuereinheit (MCS-301) gebraucht werden.
8. Wenn das Produkt eingelagert werden soll, muss es abgekühlt werden, bevor es gefaltet wird.
9. Es soll vermieden werden, das Produkt stark zuknicken, wenn während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt werden.

10. Das Produkt ist in regelmäßigen Abständendahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder falls das Produkt unsachgemäß gebraucht wurde oder das Produkt nicht funktioniert, muss es vor erneutem Gebrauch zum Händler zurückgegeben werden.
11. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
12. Das Produkt darf nicht nass benutzt werden.
13. Das Produkt darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
14. Kinder jünger als drei Jahre dürfen dieses Produkt nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
15. Das Kabel und die Steuereinheit des Produktes können bei unsachgemäßer Anordnung die Gefahr von Verhakung, Strangulierung, Stolpern oder Treten mit sich bringen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass überschüssige Kabel und Kabel sicher verlegt werden.



16. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Produktes.
17. Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
18. Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
19. Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
20. Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
21. Die Verwendung von Zubehör und Produktteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
22. Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
23. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
24. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

25. Versuchen Sie niemals das Produkt selbst zu reparieren. Geben Sie das Produkt zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.
26. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
27. Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
28. Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen.
29. Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken oder Kontakt mit scharfen Kanten.
30. Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
31. Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
32. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.
33. Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Reglers bzw. die Stoffummantelung des Wärmeunterbetts beschädigt wurde oder das Produkt heruntergefallen ist, darf das Produkt nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
34. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
35. Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze und Kälte, direktem Sonnenlicht und Staub.
36. Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Produkt weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, usw.) aus.
37. Warnung! Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbassin oder der Badewanne.
38. Das Produkt nur in gemäßigten Breitengraden verwenden. Vermeiden Sie tropische und besonders feuchte Klimaregionen.
39. Produkt vor jeglicher Nässe, d.h. auch Spritzwasser und anderer Feuchtigkeit schützen.

40. Dieses Produkt ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
41. Das Produkt darf nur mit den auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Teilen gebraucht werden.
42. Der Schalter oder die Regel- und/oder Steuereinheit dürfen während des Waschens nicht nass werden und während des Trocknens muss die Leitung so angeordnet werden, dass es sichergestellt ist, dass kein Wasser in den Schalter oder die Regel- und/oder Steuereinheit fließt.
43. Schlafen Sie nicht ein, während das Produkt angeschaltet ist.
44. Eine zu lange Anwendung des Produktes bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.
45. Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur zum Wärmen des menschlichen Körpers gedacht.

Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschaden, oder Verletzung von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

BEDIENELEMENTE UND KOMPONENTEN

- A. Heizkissen
- B. Heizkissenanschluss
- C. Netzkabel mit Netzstecker
- D. Betriebsanzeige
- E. Schalter (**0 1 2 3**)

LIEFERUMFANG

- 1 x Heizkissen
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Garantiekarte

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.
- Überprüfen Sie das Heizkissen vor jeder Anwendung sorgfältig, ob es Anzeichen von Abnutzung und / oder Beschädigungen aufweist.
- Nehmen Sie es nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch am Heizkissen, dem Schalter oder dem Kabel feststellen oder das Gerät nicht arbeitet.

GEBRAUCH DES HEIZKISSENS

Abb. 1 Verbinden Sie den Heizkissenanschluß mit dem Heizkissen.

Abb. 2 Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Abb. 3 Schalten Sie das Heizkissen ein.

Hinweis

Das Gerät verfügt über eine Funktion, die anzeigt, ob der Heizkissen-Anschluss richtig mit dem Kissen verbunden ist. Wenn die Anzeige blinkt, schalten Sie zunächst das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Überprüfen Sie anschließend die Verbindung mit dem Heizkissen. Schließen Sie das Gerät ans Netz an, um es dann erneut einzuschalten.

Abb. 4 Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

Einstellung	Funktion
0	Aus
1	Niedrige Heizleistung
2	Mittlere Heizleistung
3	Hohe Heizleistung

Hinweis:

- Wenn das Heizkissen für Ihr Empfinden zu stark erwärmt ist, stellen Sie die Temperatur um eine Einstellung zurück.
- **Für den Dauerbetrieb wird die Einstellung 1 empfohlen.** Dieses Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern oder für die gewerbliche Nutzung gedacht.
- Es ist nicht für Säuglinge, Kleinkinder und Hitze-unempfindliche Personen, hilflose Personen oder Tiere bestimmt.
- Schlafen Sie nicht ein, während das Kissen angeschaltet ist.
- Eine zu lange Anwendung des Kissens bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.






AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION

Abb. 5 Das Heizkissen schaltet sich nach ca. 90 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab. Wenn Sie nach der automatischen Abschaltung das Heizkissen nicht mehr benutzen, schalten Sie es aus (0) oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Warnung! Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.
- Warnung! Stellen Sie vor jeder Reinigung sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist.
- Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

Abb. 6 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie den Gerätestecker mit dem Heizkissenschluss. Entfernen Sie kleine Flecken mit einer weichen Bürste. Reinigen Sie den Stoffüberzug gemäß den Pflegesymbolen auf dem Etikett.

	Maschinenwäsche bis 30° C		Nicht chemisch reinigen.
	Nicht in einem. Wäschetrockner trocknen.		Keine Bleichmittel verwenden.
	Nicht bügeln.		

Hinweis

- Schleudern oder trocknen. Das Heizkissen nicht chemisch reinigen, auswringen, ausdrücken oder bügeln.
- Das Heizkissen nur verwenden, wenn es absolut trocken ist.


TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 - 240 V~, 50 Hz

Nenningangsleistung: 100 W

Schutzklasse: II

ENTSORGUNG

 Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

CONGRATULATIONS!

Thank you for your purchase of Meriden Comfort SOFT Electric Heating pad. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do not use folded or rucked.



Do not insert pins.

1. This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are being supervised or have been instructed concerning the usage of the product in a safe way and if they understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the product.
3. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised.
4. This product can be used by children older than 3 years and younger than 8 years under supervision and with the control always set to minimum temperature value.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
6. When the product is likely to be used for an extended period, controls should be adjusted to a setting recommended for continuous use.
7. The product is only to be used with the control units types (MCS-301) that are marked on the product.
8. When storing the product, allow it to cool down before folding.
9. Do not crease the product by placing items on top of it during storage.
10. Examine the product frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the product has been misused, return it to the supplier prior to any further use.
11. This product is not intended for medical use in hospitals.
12. Do not use the product when wet.
13. The product must not to be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.

14. Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.
15. The cable and control unit of the product can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. The user shall make sure that excess ties and electric cords shall be arranged in a safe way.



16. Read this manual thoroughly before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment.
17. Keep this manual for future reference and pass it on with the product.
18. Pay particular attention to the warnings on the product and in this manual.
19. Use the product only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
20. In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
21. The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
22. Never leave the product unsupervised while it is switched on.
23. Do not place any objects on top of the product.
24. Never immerse electrical parts of the product in water or any other fluid during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
25. Do not under any circumstances attempt to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised service agent.
26. The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
27. The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
28. Only unplugging from the power socket can separate the product completely from the mains.
29. Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
30. Keep this product including power cord and power plug away from all heat sources such as ovens, hot plates and other heat-producing products/objects.
31. Only unplug from the power socket by the plug itself. Do not pull on the cord.

32. Unplug the product ...
 - when the product is not being used,
 - in case of malfunctions,
 - before attaching / detaching accessories and
 - before cleaning the product.
33. If the power cord or the casing of the product are damaged or if the product has been dropped, the product may not be used before it is examined by an authorised service agent.
34. Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
35. Protect this product from extreme heat and cold as well as from direct sunlight and dust.
36. In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the product to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs and so on).
37. Warning! Do not use this product near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
38. Use this product in temperate latitudes only. Avoid tropical and especially humid climatic regions.
39. Protect this product from all moisture including spray water and humidity.
40. This product is not suitable for commercial use. It is designed for household use only.
41. The product is only to be used with the types that are marked on the product.
42. The switch or control unit must not be allowed to get wet during washing and during drying the cord must be positioned in a way, that ensures, that water does not flow into the switch or control.
43. Do not fall asleep while the product is switched on.
44. Prolonged use of the product at a high setting could lead to skin burns.
45. Follow the instructions in the chapter Cleaning and care.

INTENDED USE

This product is designed for warming the human body only. Any other use may result in damage to product or injuries. The Imtron GmbH assumes no liability for damage to the product, for property damage or for personal injury due to careless or improper usage of the product, or usage of product which does not meet the manufacturer's specified purpose.

CONTROLS AND COMPONENTS

- A. Heating pad
- B. Connector jack
- C. Power cord with plug
- D. Operation light
- E. Switch (0 1 2 3)

DELIVERY

- 1 x Heating pad
- 1 x Instruction manual
- 1 x Warranty card

BEFORE FIRST TIME USE

- Remove the product and accessories carefully from the original packaging. It is recommended to keep the original packaging for storage. If you wish to dispose of the original packaging, please observe applicable legal provisions. Should you have any questions regarding proper disposal, contact your local waste management center.
- Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.
- Carefully check the heating pad before each use for wear or damage.
- Do not use if you notice wear, damage or signs of improper use on the heating pad
- the switch or the cables or if the product is not working.

USING THE HEATING PAD

Fig. 1 Connect the pad connector with the pad.

Fig. 2 Connect the power plug to a suitable power outlet.

Fig. 3 Switch on the heating pad.

Note

Please note there is a feature to show whether the pad connector is well connected to the pad. When the display keeps flashing, please firstly switch off the appliance and pull out the power plug from the socket outlet, then check whether the connector is well connected to the pad, or reconnect the connector to the pad, then plug in and switch on the product again.

Fig. 4 Set the desired temperature.

Setting	Function
0	Off
1	Minimum heat
2	Medium heat
3	Maximum heat

Note:

- If the heating pad is too warm, please reduce the temperature setting.
- Setting 1 is recommended for continuous use. This heating pad is not intended for use in hospitals or for commercial applications.
- It may not be used on infants, small children, persons insensitive to heat, helpless persons or animals.
- Do not fall asleep while the heat pad is switched on.
- Prolonged use of the heating pad at a high setting could lead to skin burns.






AUTOMATIC SWITCH-OFF FUNCTION

Fig. 5 The heating pad switches off automatically after approx. 90 minutes continuous operation. Switch off the heating pad (0) or unplug the power plug from the power outlet if you are not going to use the heating pad after the automatic switch-off.

CLEANING AND CARE

- Warning! Before cleaning, always let the product cool down and disconnect it from the mains.
- Warning! When cleaning, never use solvents or abrasive materials, hard brushes, metallic or sharp objects.
- Warning! When cleaning, never use solvents or abrasive materials, hard brushes, metallic or sharp objects. Solvents are harmful to human health and can attack plastic parts, while abrasive cleaning mechanisms and tools may scratch the surface(s)

Fig. 6 Unplug the power plug from the power outlet. Detach the connector from the heating pad. Remove smaller stains with soft brush.
Clean the textile cover according to the laundry care symbols on the label.

	Machine washable up to 30° C		Do not dry clean.
	Do not tumble dry.		Do not bleach.
	Do not iron.		

Note

- Do not spin or machine dry, chemically clean, wring out, press or iron the heating pad.
- Only use the heating pad again when it is completely dry.

SPECIFICATION

Rated voltage: 220 - 240 V~, 50 Hz

Rated power: 100 W

Protection class: II

DISPOSAL

Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.

Meriden Sp. z o.o.
ul. Piastów 96
42-290 Blachownia, Poland
meriden@meriden.pl
www.meridenglobal.com

www.facebook.com/meridenglobal
www.instagram.com/meridenglobal
Designed by Meriden in Poland
Made in P.R.C.

www.meriden.pl