



Soniczna szczoteczka do zębów

**MERIDEN SONIC+ SMART**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**MERIDEN SONIC+ SMART**

Sonic toothbrush

USER MANUAL

## **DEAR CUSTOMER**

Thank you for purchasing the Meriden toothbrush. The Meriden toothbrush is a professional high-quality device used for oral hygiene. The Meriden toothbrush has 3 operation modes that allow you to adjust the toothbrush to your individual needs. The toothbrush is made of a high quality material, as a result of which brushing your teeth is even more enjoyable. In order to safely use the sonic technology offered by Meriden, carefully read the instruction manual before using the toothbrush!

## **SAFETY RULES**

The Meriden Sonic+ Smart toothbrush was designed in order to provide safe and effective teeth brushing for you and your family. As with all electrical appliances, it is necessary to follow the basic safety rules, especially in the presence of children. The charging base connected to a power outlet should be kept away from water. Do not place it or keep it near water-filled tubs, bowls, washbasins or other containers filled with water. Do not immerse the charging base in water or other liquids. After cleaning, ensure that the charging base is completely dry before connecting it to a power outlet

## **WARNING**

- Before connecting the device, make sure that the voltage indicated on the device is compatible with the voltage in the electrical network.
- Do not leave the charger connected to a power outlet.
- Only use the toothbrush in accordance with the intended purpose described in this instruction manual. Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- Do not attempt to open, repair or modify the product without authorization.
- If the toothbrush is dropped, the head of the toothbrush should be replaced before next use even if there are not visible signs of damage.
- Do not use the charging base and the cable outdoors or near sources of heat.
- If the device does not work, do not attempt to disassemble it or to replace any part of the toothbrush as this could cause the risk of electric shock. Contact your technical support hotline.
- Keep the charger in a dry and safe place, when it is not used.

## CAUTION

- In the event of a serious dental surgery, contact your dentist before using the toothbrush.
- Contact your dentist in the event of heavy gum bleeding after using the toothbrush, or if minor bleeding of the gums persists for more than a week after you start using the toothbrush.
- The Meriden Sonic+ Smart toothbrush meets the safety standards for electromagnetic devices. If you have an implanted pacemaker or another medical device, please contact your physician or the manufacturer of the implanted device.
- Do not use the device if the tip of the toothbrush is damaged or if the bristles are already worn out. Damaged bristles may fall out during brushing. Replace the head of the toothbrush every 3 months or more frequently, if there are visible signs of wear.
- The Meriden Sonic+ Smart toothbrush is designed for cleaning your teeth, gums and the tongue. Do not use it for other purposes. The Meriden Sonic+ Smart toothbrush is a personal hygiene device, which is not intended to be used by a larger number of people.
- The device should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, and by persons who do not have any experience or knowledge in the use of this type of equipment.

## BRUSHING MODES

The Meriden Sonic+ Smart toothbrush has three different brushing modes:

**Normal:** for daily brushing

**Soft:** gently massages your gums.


**Refresh:** brightens and polishes your teeth; thanks to the high frequency mode, it increases the shine, and then brightens your teeth.

## PRODUCT DETAILS



## USING THE MERIDEN TOOTHBRUSH

Brushing your teeth – slowly and gently move the head of the toothbrush on the teeth, above the gum line, in forward and backward motions, so that the longer bristles are able to reach the gaps between the teeth. The toothbrush should not be used in the same way as a traditional toothbrush. While brushing it is necessary to regularly gently press the toothbrush against the teeth, which will increase the efficiency of brushing. The Meriden Sonic+ Smart toothbrush has a two-minute timer, which emits an interrupted signal every 30 seconds in order to remind the user to brush the four sections of the mouth.



### Contents:

(the configuration may vary depending on the model)

- sonic toothbrush
- induction charger
- USB cable
- 2 toothbrush heads
- EU power adapter
- user manual

## CHARGING OF THE MERIDEN TOOTHBRUSH

Before first use, the toothbrush must be charged for 24 hours. The charging is carried out through induction. Place the toothbrush on the charging base connected to the power supply. After the toothbrush is properly placed, the charging will begin. During the charging an LED will light up, indicating that the toothbrush

## SPECIFICATION

### Meriden Sonic+ Smart sonic toothbrush

**Sonic movements:** 40 000 movements per minute

**Power:** 1W

**Charging time:** max. 16 hours

**Operating voltage:** 3.7 V DC

**Battery capacity:** 260mAh

**Dimensions:** 260x112x68mm

**Weight:** 245g

**Water tightness class:** IPX7

## WARRANTY CARD

- The warranty provider ensures the purchaser, that the device to which this warranty applies, has been designed and manufactured on the basis of high quality standards.
- The Meriden Sonic+ toothbrush is covered by a 24-month warranty period from the date of purchase.
- The warranty is valid from the date of purchase, certified by a proof of purchase, which should be attached to the warranty card.

## THE WARRANTY DOES NOT COVER

- Damage resulting from random events (electrical fault, fire, inundation, flooding, etc.),
- Mechanical damage caused during the use of the device by the holder of the warranty, and any defects caused by them,
- Damage resulting from the user's fault,
- Damage resulting from the use of consumables not recommended by the manufacturer in the instruction manual,
- The breach of the warranty seals, or any other interference of persons other than authorized service personnel,
- Transportation and handling

The warranty does not cover the failure of the product due to changes in the properties (reduction in quality) of components undergoing natural wear. Warranty repairs do not include the device maintenance and cleaning activities described in the instruction manual.



## Disposal of unnecessary equipment by home users in the European Union

The presence of this symbol on the product or its packaging indicates that it cannot be disposed of in the same way as household waste. As a result you are responsible for the disposal of waste equipment and are required to deliver it to an authorized facility recycling unwanted electrical and electronic equipment. The sorting, removal and recycling of waste equipment contributes to the conservation of natural resources and ensures that recycling is carried out in accordance with the principles of respect for human health and the environment. For more information about used equipment collection points, please contact your local authorities or your local household waste recycling point.



**This product complies with the requirements of the EU Directive on electromagnetic compatibility and electrical safety.**

### Importer:

MERIDEN Sp. z o.o.

ul. Piastów 96, 42-290 Blachownia

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)

## SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zakup szczoteczki meriden. Szczoteczka Meriden to profesjonalne urządzenie wysokiej jakości, służące do higieny jamy ustnej. Szczoteczka meriden posiada 3 tryby pracy pozwalają na dostosowanie szczoteczki do Twoich indywidualnych potrzeb. Szczoteczką została wykonana z wysokiej jakości materiału co sprawia, że mycie zębów jest jeszcze bardziej przyjemniejsze. Aby bezpiecznie korzystać z technologii sonicznej oferowanej przez Meriden, uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem szczoteczki!

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Szczoteczka Meriden Sonic+ smart została zaprojektowana tak, aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie bezpieczne i efektywne mycie zębów. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w obecności dzieci. Podłączoną do prądu podstawę ładującą trzymaj z dala od wody. Nie umieszczaj jej ani nie przechowuj w pobliżu wypełnionej wodą wanny, miski, umywalki lub innego pojemnika z wodą.

Nie zanurzaj podstawy ładującej w wodzie lub innym płynie.

Po zakończeniu czyszczenia sprawdź, czy podstawa ładująca jest zupełnie sucha, zanim podłączysz je do sieci elektrycznej

## OSTRZEŻENIE

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie zostawiaj ładowarki podłączonej do prądu.
- Używaj szczoteczki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów, które nie są rekomendowane przez producenta.
- Nie otwieraj, nie naprawiać ani nie wprowadzać w produkcję modyfikacji bez upoważnienia.
- Jeśli szczoteczka zostanie upuszczona, główka szczoteczki powinna być wymieniona przed następnym użyciem, nawet jeśli nie widać śladów zniszczenia.
- Nie korzystaj z podstawy ładującej oraz kabla na dworze lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie nie działa, nie rozkręcaj ani nie wymieniaj żadnej części szczoteczki w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z infolinią wsparcie technicznego.

- Ładowarkę przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, jeśli nie jest używana.

## UWAGA

- W przypadku przejścia poważnego zabiegu stomatologicznego, przed użyciem szczoteczki skontaktuj się ze stomatologiem.
- Skontaktuj się ze stomatologiem, jeśli po skorzystaniu ze szczoteczki wystąpi obfite krwawienie lub niewielkie krwawienie dziąseł będzie utrzymywało się dłużej niż tydzień od rozpoczęcia użytkowania szczoteczki.
- Szczoteczka Meriden Sonic+ Smart spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektromagnetycznych, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie skontaktuj się ze swoim lekarzem lub z producentem wszczepionego urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia jeśli końcówka szczoteczki została uszkodzona lub gdy włosie jest już zużyte. Uszkodzone włosie może wypaść podczas szczotkowania. Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne są ślady zużycia.
- Szczoteczka Meriden Sonic+ Smart jest przeznaczona wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj jej do innych celów. Szczoteczka Meriden Sonic+ Smart to urządzenie do higieny osobistej, które nie jest przeznaczone do użytku przez większą liczbę osób.
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez osoby z ograniczeniami ruchowymi, zmysłowymi lub umysłowymi, oraz przez osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia ani wiedzy w zakresie używania tego typu urządzeń

## TRYBY SZCZOTKOWANIA

Szczoteczka Meriden Sonic+ smart posiada trzy różne tryby szczotkowania:

**Normal:** do codziennego szczotkowania

**Soft:** delikatnie masuje dziąsła

**Refresh:** rozjaśnia i nabłyszczają zęby dzięki trybowi wysokiej częstotliwości zwiększa połysk, a następnie rozjaśnia biel Twoich zębów.

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU



Główka  
szczoteczki

Przycisk  
wielofunkcyjny

Uchwyt  
szczoteczki

Tryby mycia

Wskaźnik  
ładowania

## KORZYSTANIE ZE SZCZOTECZKI MERIDEN

Szczotkowanie zębów – powoli i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach nad linię dziąseł – do przodu i do tyłu, tak aby dłuższe włosie mogło dotrzeć do szczelin między zębami. Szczoteczką nie należy szczotkować tak jak w przypadku tradycyjnej szczoteczki. Podczas szczotkowania należy systematycznie delikatnie przyciskać szczoteczkę pozwoli to na zwiększenie skuteczności. Meriden Sonic+ Smart posiada dwu minutowy timer, który co 30 sekund emituje przerwany sygnał, aby przypomnieć użytkownikowi o szczotkowaniu czterech części jamy ustnej.

### ZAKŁADANIE KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZKI



1. Nałoż końcówkę na trzpień

2. Przekręć końcówkę, jak wskazano na rysunku

3. Prawidłowo założona końcówka na rysunku

### Zawartość:

(konfiguracja może się różnić w zależności od modelu)

- szczoteczka soniczna
- ładowarka indukcyjna
- kabel USB
- 2 końcówki do szczoteczki
- adapter EU
- instrukcja obsługi

### ŁADOWANIE SZCZOTECZKI MERIDEN

Przed pierwszym użyciem szczoteczkę należy ładować przez 24 godziny. Ładowanie odbywa się indukcyjnie. Należy umieścić szczoteczkę na podłączonej do zasilania stacji ładującej. Po prawidłowym umieszczeniu szczoteczka zacznie się ładować. Podczas ładowania świeci się kontrolka LED informująca łado

## SPECYFIKACJA

### Szczoteczka soniczna Meriden Sonic+ Smart

Ruchy soniczne: 40000 ruchów na minutę

Moc szczoteczki: 1W

Czas ładowania: max 16 godzin

Napięcie robocze: 3.7 V DC

Pojemność akumulatora: 260mAh

Wymiary: 260x112x68mm

Waga: 246g

Klasa wodoszczelności: IPX7

### KARTA GWARANCYJNA

- Gwarant zapewnia nabywcy, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości.
- Szczoteczka Meriden Sonic+ objęta jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

### GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź itp.)
- Uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania sprzętu przez uprawnionego z gwarancji i wywołanych nimi wad,
- Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
- Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta w instrukcji,
- Naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakichkolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis
- Transportu i przeładunku

Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w instrukcji.

## Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej.



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.



**Produkt ten jest zgodny z wymogami Dyrektywy EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.**

### Importer:

MERIDEN Sp. z o.o.

ul. Piastów 96, 42-290 Blachownia

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)



# meriden

## WARRANTY CARD

Product name .....

Catalogue number .....

Serial number .....

Date of sale .....

.....  
Shop stamp and shopping  
assistant's signature

Notes regarding inspections and repairs

**MERIDEN Sp. z o.o.**

ul. Piastów 96, 42-290 Blachownia

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)





meriden

## KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu .....

Nr katalogowy .....

Nr fabryczny .....

Data sprzedaży .....

.....  
Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

Adnotacje o przeglądach i naprawach

**MERIDEN Sp. z o.o.**

ul. Piastów 96, 42-290 Blachownia

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)